


**SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET****REF BSV012****Pipetta per la misura della velocità di eritrosedimentazione del sangue, V.E.S.**

Lunghezza	210 mm +/- 1mm	Tube body height
Diametro esterno	4.45 mm +/- 0,13 mm	Outer diameter
Spessore	1 mm +/- 0,04 mm	Tube thickness
Gradazione	0 – 180 mm	Scale area
Distanza gradazione	10 mm	Scale distance
Materiale pipetta	Vetro / glass	Raw material pipette
Materiale pistone	PE	Raw material piston
Confezionamento	4 X 500 pz/pcs	Package
Marcatura CE IVD	SI/YES	CE IVD Mark



La pipetta può essere impiegata per prelevare il sangue da qualunque tipo di provetta. Il sistema di aspirazione è diretto e consente all'operatore, attraverso la trazione verso l'alto del pistoncino interno, di far salire la colonna di sangue fino allo "0", con arresto automatico. La pipetta è presentata con una scala graduata da "0" a "180" e quindi la lettura per trasparenza è immediata. Il supporto dispone di 10 posizioni numerate ed assicura alla pipetta una posizione perfettamente verticale.

The pipette can be used to withdraw blood from any kind of test-tube. Direct suction system which allows the lab-technician, by pulling the internal piston upwards, to let the blood column reach the "0" level, with automatic stop. The pipette is graduated from "0" to "180", therefore, thanks to the transparent back-ground, the reading is immediate. The rack can hold ten pipettes in pre-numbered position and ensures every pipette a perfectly vertical position.

MODO D'USO DELLA PIPETTA

1. Inserire la pipetta (BVS012) fino al fondo della provetta contenente sangue e soluzione di citrato di sodio
2. Aspirare il sangue tirando il pistone verso l'alto fino allo stop ovvero allo "0" e staccando la parte

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET**

eccedente del pistone

3. Alloggiare la provetta verticalmente nel supporto porta-provette (BVS011)
4. Dopo un'ora si potrà leggere con nitidezza l'indice di caduta degli eritrociti sulla scala graduata.

Per rendere rapida e sicura l'operazione è possibile predisporre le provette direttamente nel supporto e successivamente procedere all'operazione di aspirazione;

USE

1. Insert the pipette (BVS012) down to the bottom of the test tube containing blood and solution of sodium citrate
2. Aspirate the blood by pulling the piston up to the stop sign or the "0" and pulling the excess part of the piston
3. Fit the tube vertically in the holder support tubes (BVS011)
4. After an hour you can clearly read the erythrocytes falling index on the scale.

To make quick and safe operation can arrange the tubes directly into the support and then proceed to suction;

DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO CE
Destinato esclusivamente ad uso professionale

- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio in vitro
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti: pericolo di contaminazione
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare
- Non utilizzare il prodotto scaduto
- Non variare la destinazione d'uso
- Prodotto non adatto ai bambini
- Conservare in luogo asciutto, temperatura min - 10 °C max + 50 °C
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo la normativa vigente

IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE CE
for professional use only

- Use only for laboratory analysis
- Use gloves: contamination risk if contents leaks
- Keep out of flame or heat sources which might damage the product
- Do not use after expiry date
- Do not vary the intended purpose of the product
- Keep out of reach of children
- Store in dry place, temperature range: min. - 10°C max 50°C
- Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

DEFINIZIONE DEL FABBRICANTE / MANUFACTURER DEFINITION**BIO SIGMA SpA**

Via Valletta, 6

30010 - Cantarana di Cona (VE) - ITALY

Tel. +39.0426.302224 - Fax +39.0426.302228

E-mail: info@biosigma.comwww.biosigma.it ; www.biosigma.com**DESTINAZIONE D'USO**

Prodotti monouso destinati all'uso in laboratorio per aspirazione del sangue e successiva rilevazione della velocità di eritrosedimentazione. **ESCLUSIVAMENTE PER USO IN VITRO.** L'uso e la manipolazione dei dispositivi è **riservata al personale medico e tecnico** con le necessarie abilitazioni e preparazione professionale.

CLASSIFICAZIONE

Ai fini della Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro recepita in Italia con D.L. n. 332, G.U.R.I. n. 269 del 17 novembre 2000, Biosigma SpA classifica i suddetti prodotti come dispositivi medico-diagnostici in vitro e li classifica come "Altri dispositivi medico-diagnostici in vitro", quindi da rendere conformi all'allegato III della direttiva.

La Dichiarazione di conformità alla **Direttiva 98/79/CE** è disponibile, su richiesta, presso l'Ufficio Qualità Biosigma SpA

DESTINATION USE

Disposable labware intended for use in the laboratory for aspiration of blood and subsequent detection of the erythrocyte sedimentation rate. **FOR IN VITRO USE ONLY.** The use and the manipulation of the devices **are reserved to the medical and technical staff** with the necessary professional qualification.

CLASSIFICATION

In order to the Directive 98/79/CE concerning medical-diagnostic in vitro devices receipt in Italy with D.L. n. 332 G.U.R.I. n. 269 dated 17th November 2000, Biosigma SpA defines all the components of the above-state family as medical-diagnostic in vitro devices and classifies it as "Other medical-diagnostic in vitro devices", in order to make conformable the attachment III of the directive.

The Declaration of Conformity in accordance to the **Directive 98/79/CE** is available, on request, to the Quality Department Biosigma SpA