

Contenitori urina per provette sottovuoto - Urine containers for vacuum tubes

BSC260

BIOTAINER URINA "DOPPIA APERTURA".

Contenitore urina tappo a vite, 120ml per provette sottovuoto, asettico, in confezione singola.

Screw cap universal urine specimen container 120ml, aseptic, individually wrapped.

H 7,10 Ø 5,80 cm



Pat. Pen.

BSC200

Contenitore 120 ml per urina, con aspirazione provetta sottovuoto, in polipropilene tappo a vite giallo, con superficie di scrittura, conf. singola, sterile.

Vacuum urine container 120 ml in polypropylene with screw cap, with frosted side, individually wrapped, sterile.

BSC201 - Idem BSC200 non sterile.

BSC202 - idem BSC200, sfusi e non sterili - in bulk, non sterile.

H 7,35 Ø 5,50 cm



Provette sottovuoto per urina - Vacuum tubes

455029	provetta conica con acido borico tappo giallo, anello nero 9,5 ml 16x100 mm	Conical tube with boric acid yellow cap, black ring 9,5ml 16x100mm
455028	Provetta conica senza additivo tappo giallo, anello giallo 9,5ml 16x100mm	Conical tube without additive yellow cap, yellow ring 9,5ml 16x100mm
455003	provetta cilindrica con acido borico tappo giallo anello nero 10,5ml 16x100 mm	Cylindrical tube with boric acid yellow cap, black ring 10,5ml 16x100mm
455007	Provetta cilindrica senza additivo tappo giallo anello giallo 10,5ml 16x100mm	Cylindrical tube without additive yellow cap, yellow ring 10,5ml 16x100mm
450251	Sonda di prelievo 8 cm	Collecting cannula 8 cm.



724315

Contenitore urina 24h da 2700 ml, con sonda di prelievo a parte.

Urine container for the 24 h vol.2700 ml, with collecting cannula aside.



450252

Sonda di prelievo per contenitore per urine 724315, 20 cm.

Collecting cannula for urine container 724315, 20 cm.