

## Sistema di trasporto per campioni biologici (categoria B)

### Biological substance transport containers (category B)

Sistema di protezione e trasporto di materiale biologico in contenitori conformi alle norme Europee ADR.

System for protection and transport of biological samples by safety containers, in accordance with ADR European norms



**BS720205**  
Box 1 BS800110

**UN3373 BAG**

**Confezionamento esterno**  
*Outher packaging*

**BS720201**  
Box 1 BS72040

**BS720202**  
Box 2 BS72040

**BS720203**  
Box 3 BS72040

**BS720206**  
Box 6 BS72040



### BSO080

Cartello adesivo identificativo 20x15 cm per tutti i modelli delle borse.

*Label 20x15 cm adhesive identifier for all types of bags.*



- a) Maniglia (nel modello BS720206 anche cinghia tracolla)
- b) Chiusura con cerniera e possibilità di sigillatura
- c) Scomparto portadocumenti
- d) Scomparto per tavolette refrigeranti
- e) Sigillatura in velcro per l'asporto dell'irrigidimento interno per il lavaggio (60 °C)

- a) Handle (item BS720206: also with belt)
- b) Closing by zipper, all models prepared to be sealed
- c) Pocket for documents
- d) Pocket for cool accumulators
- e) Sealing by velcro allows removing of internal stiffening when washing (60 °C)

### BSM570

Contenitore refrigerato 16x100mm per il trasporto di campioni di sangue  
*Refrigerated container 16x100mm for Transporting blood samples*



### BS472040

Contenitore secondario per 40 provette, in polipropilene, con chiusura a scatto. Guarnizione di sicurezza e inserto assorbente sul fondo; inserto in spugna lavabile con 40 fori per i contenitori primari.

*Container for 40 tubes, in polypropylene, with click-closure. Sealing ring and absorbent insert on the bottom; soft foam insert with 40 recesses for the primary receptacles.*




### BS800110

Contenitore secondario per 12 provette con tappo a vite, in polipropilene, con inserto assorbente nel fondo; inserto in spugna lavabile con 12 fori per i contenitori primari.

*Screw cap Container for 12 tubes in polypropylene, with absorbent insert in the bottom; soft foam insert with 12 recesses for the primary receptacles.*

### BS800105

Idem BS800110 con speciale cartone di trasporto rinforzato.  
*Idem BS800110 with specially reinforced transport carton.*



	REF.	POSTI PLACE	DIMENSIONI / DIMENSION
1	BS472008	3	22 x 9 x 5 cm
2	BS472009	8	22 x 9 x 5 cm
3	BS472007	40	22 x 9 x 5 cm
4	BS800101	12	Ø 11 cm

REF.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DIMENSIONI / DIMENSION
BSM570	Contenitore termico per singola provetta (dopo refrigerazione)	<i>Thermal container for single tube (after refrigeration)</i>	16 x 100 mm
BS472040	Contenitore porta 40 provette	<i>Container for 40 tubes</i>	27 x 12,5 x 18 cm
BS720201	Borsa porta contenitore per trasporto di 40 provette	<i>Bag to transport the box with capacity of 40 tubes</i>	27 x 15 x 20 cm = 8 dm <sup>3</sup>
BS720202	Borsa porta contenitore per trasporto di 80 provette	<i>Bag to transport the box with capacity of 80 tubes</i>	30 x 27 x 20 cm = 16 dm <sup>3</sup>
BS720203	Borsa porta contenitore per trasporto di 120 provette	<i>Bag to transport the box with capacity of 120 tubes</i>	45 x 27 x 20 cm = 24 dm <sup>3</sup>
BS720206	Borsa porta contenitore per trasporto di 240 provette	<i>Bag to transport the box with capacity of 240 tubes</i>	45 x 27 x 40 cm = 48 dm <sup>3</sup>
BS800110	Contenitore porta 12 provette	<i>Container for 12 tubes</i>	Ø 11,2 cm • h 13 cm
BS800105	Contenitore porta 12 provette con contenitore in cartone	<i>Container for 12 tubes, with cardboard container</i>	
BS720205	Borsa porta contenitore per trasporto di 12 provette	<i>Bag to transport the box of 12 tubes</i>	Ø 11 x 13 cm = 1,3 dm <sup>3</sup>