


# BIOSIGMA

Disposable Labware for Life Science

**REF BSA038TX** Tappo In PVC per perforare i segmenti-sacca



Questi tappi sono molto utili per trasferire il sangue contenuto nel segmento-sacca senza l'uso di forbici, evitando così contaminazioni e che l'operatore venga in contatto con il materiale biologico; l'ago all'interno del tappo consente di perforare il segmento. Il sangue può essere così travasato in una provetta per la successiva esecuzione dei test desiderati.

#### Caratteristiche:

- La **cannula larga** permette alle cellule di passare con facilità
- **Esterno segmentato** per una facile manipolazione con i guanti
- Adattabile a **provette da 10 a 12 ml**
- **Amplia bocca** che permette l'utilizzo con la maggior parte dei segmenti standard
- Estremità superiore ed inferiore del dispositivo facilmente identificati dai tecnici
- Dispositivo monouso
- Confezione da 1000 pz (2 box da 500 pz)

Guarda il prodotto in azione -->



Prodotti da Typenex Medical, LLC (U.S.A) e distribuiti in Italia da:

**Biosigma S.r.l.**

Disposable Labware for Life Science

Biosigma S.r.l. - Via Valletta 6, 30010 Cona (Venice) - Italy

Phone ++39 0426 302224 - Fax ++39 0426 302228

Italia@biosigmaeu.com - [www.biosigma.it](http://www.biosigma.it)