

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET****Crioscatole 2-in-1 in polipropilene. Formato 133 x 133 mm**
2-in-1 Cryo Boxes in PP. Format 133 x 133 mm

Polipropilene di alta qualità (PP). Disponibile in colore naturale e in altri colori.
High quality polypropylene (PP). Available in natural and other colors.



La particolarità: le scatole sono regolabili in altezza.
In figura la scatola rossa mostra la posizione fissa di 75 mm. La scatola di colore blu mostra la posizione del coperchio variabile (ruotata di 90 °) con un'altezza variabile da 50 mm a 75 mm.



*The specialty: the boxes are adjustable in height.
The red cryo box shows the fixed position of 75 mm.
The blue cryo box shows the variable lid position (rotated 90°) with the variable height from 50 mm to 75 mm.*



Le scatole sono disponibili in 6 colori, con codici numerici ed aperture di scarico dell'acqua condensata.

La griglia 6 x 6 fino a 10 x 10 può ospitare da 36 a 100 tubi.

- autoclavabile, resistente alla temperatura da -90 °C a + 121 °C
- sono disponibili griglie: 6 x 6; 7 x 7; 8 x 8; 9 x 9; 10 x 10
- codifica numerica

The boxes are available in 6 modern colors, with an numerical coding and corresponding vents for draining condensed water.

The 6 x 6 until 10 x 10 grid accommodates space from 36 to 100 tubes.

- autoclavabile, temperatura-resistente from - 90 °C to + 121 °C
- grids are available: 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10
- numerically coded.

Codice Code	Per tubi Ø For tubes Ø	Griglia Grid	Colore Color	Unità di vendita Quantity per pack
030131	19 mm	6 x 6	Naturale / <i>Natural</i>	5
030132	19 mm	6 x 6	Giallo / <i>Yellow</i>	5

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET**

030133	19 mm	6 x 6	Rosso / <i>Red</i>	5
030134	19 mm	6 x 6	Verde / <i>Green</i>	5
030135	19 mm	6 x 6	Blu / <i>Blue</i>	5
030136	19 mm	6 x 6	Nero / <i>Black</i>	5
030137	19 mm	6 x 6	Assortiti / <i>Mixed</i>	5
030138	17 mm	7 x 7	Naturale / <i>Natural</i>	5
030139	17 mm	7 x 7	Giallo / <i>Yellow</i>	5
750202	17 mm	7 x 7	Rosso / <i>Red</i>	5
750203	17 mm	7 x 7	Verde / <i>Green</i>	5
750204	17 mm	7 x 7	Blu / <i>Blue</i>	5
750205	17 mm	7 x 7	Nero / <i>Black</i>	5
750206	17 mm	7 x 7	Assortiti / <i>Mixed</i>	5
750207	15 mm	8 x 8	Naturale / <i>Natural</i>	5
750208	15 mm	8 x 8	Giallo / <i>Yellow</i>	5
750209	15 mm	8 x 8	Rosso / <i>Red</i>	5
750210	15 mm	8 x 8	Verde / <i>Green</i>	5
750211	15 mm	8 x 8	Blu / <i>Blue</i>	5
750212	15 mm	8 x 8	Nero / <i>Black</i>	5
750213	15 mm	8 x 8	Assortiti / <i>Mixed</i>	5
750214	13 mm	9 x 9	Naturale / <i>Natural</i>	5
750215	13 mm	9 x 9	Giallo / <i>Yellow</i>	5
750216	13 mm	9 x 9	Rosso / <i>Red</i>	5
750217	13 mm	9 x 9	Verde / <i>Green</i>	5
750218	13 mm	9 x 9	Blu / <i>Blue</i>	5
750219	13 mm	9 x 9	Nero / <i>Black</i>	5
750220	13 mm	9 x 9	Assortiti / <i>Mixed</i>	5
750221	11,5 mm	10 x 10	Naturale / <i>Natural</i>	5

**Biosigma s.r.l. a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy |
Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) | Fax ++39 0426 748030 | E-mail info@biosigmaeu.com |
<http://www.biosigma.it> | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Prima emissione
11/10/2017

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

750222	13 mm	10 x 10	Giallo / <i>Yellow</i>	5
750223	13 mm	10 x 10	Rosso / <i>Red</i>	5
750224	13 mm	10 x 10	Verde / <i>Green</i>	5
750225	13 mm	10 x 10	Blu / <i>Blue</i>	5
750226	13 mm	10 x 10	Nero / <i>Black</i>	5
750227	13 mm	10 x 10	Assortiti / <i>Mixed</i>	5