



SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

Tubi per Drosophila ***Drosophila Vials***



Descrizione:

Tubi specificamente progettati per il mantenimento di *Drosophila melanogaster*. Realizzati in materiale plastico di alta qualità, garantiscono un'ottima visibilità degli insetti e del substrato di coltura. I tubi sono compatibili con tappi in cotone, spugna o plastica. Ideali per un uso di laboratorio.

Applicazioni:

- Allevamento e mantenimento di ceppi di *Drosophila melanogaster*
- Studi di genetica, biologia dello sviluppo e biologia molecolare
- Esperimenti di incrocio e osservazione fenotipica
- Attività di ricerca e didattica in laboratori accademici e industriali

Materiali:

- PS trasparente (non sterilizzabile),
- PP traslucido (sterilizzabile)

Caratteristiche:

Disponibili in due formati:

- Stretto (25x95 mm)
- Largo (28,5x95mm)

Confezione:

Vassoi da 100 (10x10), in confezione da 500 pz, o sfusi

Description:

*Vials designed specifically for the breeding, and storage of *Drosophila melanogaster*. Made of high-quality plastic material, they ensure excellent visibility of both the insects and the culture medium. The vials are compatible with cotton, sponge, or plastic plugs. Ideal for laboratory use.*

Applications

- *Breeding and maintenance of *Drosophila melanogaster* strains*
- *Genetic, developmental biology, and molecular biology studies*
- *Crossing experiments and phenotypic observation*
- *Research and teaching activities in academic and industrial laboratories*

Materials

- *Transparent PS (non-sterilizable)*
- *Translucent PP (sterilizable)*

Features

Available in two formats:

- *Narrow (25 × 95 mm)*
- *Wide (28.5 × 95 mm)*

Packaging

100 unit trays of (10 × 10) of 500 unit packed in boxes, or bulk packed.



SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

INFORMAZIONI PER L'ORDINE / ORDERING INFORMATION

Codice Code	Materiale Material	Ø x h (mm)	Versione / Version	Unità vendita (pz) Sales unit (pcs)
789001B	PS	25 x 95	Vassoio da 100 pz 100 pc tray	500
789002	PS	28.5 x 95	Vassoio da 100 pz 100 pc tray	500
789001PP	PP	25 x 95	Vassoio da 100 pz 100 pc tray	500
789002PP	PP	28.5 x 95	Vassoio da 100 pz 100 pc tray	500
789008	PS	25 x 95	Sfusi / Bulk	500
789009	PS	28.5 x 95	Sfusi / Bulk	500
789008PP	PP	25 x 95	Sfusi / Bulk	500
789009PP	PP	28.5 x 95	Sfusi / Bulk	500