



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |
E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornata
05/04/2023

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF BSA022



BSA022
BSA022V



BSA022/RA

BSA022/G

BSA022/BLU

BSA022/V

Per uso generico di Laboratorio / For generic use

Codice Code	Descrizione Descriptions	Colore Color	Packaging Pcs.	Dimensioni mm Dimensions mm
BSA022	Microprovetta con tappo tipo Eppendorf 1,5 ml , in PP. <i>Microtube with cap Eppendorf type, 1.5 ml , in PP.</i>	Neuto <i>Neutral</i>	16 X 500	Ø 10,8 H 41
BSA022V	Microprovetta con tappo tipo Eppendorf 1,5 ml , in PP. <i>Microtube with cap Eppendorf type, 1.5 ml , in PP.</i>	Neuto <i>Neutral</i>	10 X 1000	Ø 10,8 H 41
BSA022/BLU	Microprovetta con tappo tipo Eppendorf 1,5 ml , in PP. <i>Microtube with cap Eppendorf type, 1.5 ml , in PP.</i>	Blu <i>Blue</i>	10 X 1000	Ø 10,8 H 41
BSA022/G	Microprovetta con tappo tipo Eppendorf 1,5 ml , in PP. <i>Microtube with cap Eppendorf type, 1.5 ml , in PP.</i>	Giallo <i>Yellow</i>	10 X 1000	Ø 10,8 H 41
BSA022/RA	Microprovetta con tappo tipo Eppendorf 1,5 ml , in PP. <i>Microtube with cap Eppendorf type, 1.5 ml , in PP.</i>	Rosa <i>Pink</i>	10 X 1000	Ø 10,8 H 41
BSA022/V	Microprovetta con tappo tipo Eppendorf 1,5 ml , in PP. <i>Microtube with cap Eppendorf type, 1.5 ml , in PP.</i>	Verde <i>Green</i>	10 X 1000	Ø 10,8 H 41

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Trasparenza ottimale,
- In Polipropilene (PP)
- Centrifugabili a 16.400 rpm - 25.000 x g,
- Congelabili fino a -80 °C;
- Autoclavabili aperti a 121°C per 20 minuti,
- Graduati con superficie scrivibile,
- Tappo con superficie scrivibile e perforabile,
- Non sterili

MAIN CHARACTERISTICS:

- Optimal transparency,
- In Polypropylene (PP)
- Centrifuged at: 16.400 rpm - 25.000 x g,
- Freezing up to -80 °C,
- Autoclavable open at +121°C for 20 minutes,
- Graduated with writing area,
- Cap with writing area and pierceable,
- Not sterile

Definizione del fabbricante / Manufacturer definition



BIOSIGMA S.p.A. – Via Valletta, 6 – 30010 – Cantarana di Cona (VE) – ITALY
Tel. +39 0426 302224 - <http://www.biosigma.com>