



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

30/05/2023

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF BSA0269

Codice CND W050301020202



| Codice Code | Descrizione Descriptions | Colore Color | Volume ml | Dimensioni mm Dimensions mm |
|-------------|--|-------------------------|-----------|-----------------------------|
| BSA0269 | Conetto con tappo 2 ml, in PP. <i>Microtube with cap 2 ml, in PP.</i> | Neuto <i>Neutral</i> | 2 | Ø 10,8 H 42 |

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Trasparenza ottimale,
- In Polipropilene (PP)
- Centrifugabili a 16.400 rpm - 25.000 x g,
- Temperature di utilizzazione: -80°C +121 °C,
- Autoclavabili aperti a 121°C per 20 minuti,
- Graduati con superficie scrivibile,
- Tappo con superficie scrivibile e perforabile,
- Non sterili

MAIN CHARACTERISTICS:

- *Optimal transparency,*
- *In Polypropylene (PP)*
- *Centrifuged at: 16.400 rpm - 25.000 x g,*
- *Temperature of use: -80°C +121 °C,*
- *Autoclavable open at +121°C for 20 minutes,*
- *Graduated with writing area,*
- *Cap with writing area and pierceable,*
- *Not sterile*

Definizione del fabbricante / Manufacturer definition



BIOSIGMA S.p.A. - Via Valletta, 6 - 30010 - Cantarana di Cona (VE) - ITALY

Tel. +39.0426.302224 - Fax +39.0426.302228

E-mail: info@biosigma.com - <http://www.biosigma.com>

DESTINAZIONE D'USO:

I MICROTUBI sono prodotti monouso destinati ad usi generici di laboratorio.

DESTINATION USE:

MICROTUBES are disposable labware intended to general laboratory uses



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

30/05/2023

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

Destinato esclusivamente ad uso professionale

RACCOMANDAZIONI D'USO

(a carattere esclusivamente informativo)

- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
- Non utilizzare il prodotto scaduto.
- Non variare la destinazione d'uso.
- Prodotto non adatto ai bambini.
- Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.
- Smaltimento: utilizzare gli appositi DPI e smaltire secondo la normativa vigente.

For professional use only

RECOMMENDATIONS FOR USE

(as for information)

- *Do not hold the device to the flame or heat sources that may cause damage.*
- *Do not use after expiry.*
- *Do not vary the intended purpose of the product.*
- *Keep out of reach of children.*
- *Store in a dry place, away from sources of heat and direct sunlight.*
- *Waste disposal: utilize the provided D.P.I and discharge under the laws in force.*