



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Ultimo aggiornamento
26/01/2015

SCHEDA TECNICA PRODOTTO – TECHNICAL DATA SHEET

REF: **BSA027**



DESCRIZIONE : CIOTOLINE PER CAMPIONI TIPO TECHNICON

DESCRIPTION: TECHNICON SAMPLE CUPS

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	TECHNICAL FEATURES	
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	<i>Microbiological status</i>
Materiale impiegato	POLISTIROLO / <i>POLYSTYRENE</i>	<i>Raw material – container</i>
Volume (ml)	1,5	<i>Volume (ml)</i>
Tipo	TECHNICON	<i>Type</i>
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +70°C	<i>Temperature range</i>
Dimensioni (mm)	Ø 14 x 24	<i>Dimensions (mm)</i>
Peso (gr.)	0,8	<i>Weight (gr.)</i>
Validità del prodotto	5 ANNI / <i>YEARS</i>	<i>Shelf life</i>

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di “DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO” adatto a contenere fluidi biologici per effettuare le analisi di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Intended purpose is “IN VITRO MEDICAL DEVICE” to contain biological liquids to perform laboratory tests. For use in professional test laboratory only

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product
- Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened
- Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device
- Non variare la destinazione d'uso



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Ultimo aggiornamento
26/01/2015

SCHEDA TECNICA PRODOTTO – TECHNICAL DATA SHEET

Do not vary the intended purpose of the product

- Prodotto non adatto ai bambini
Keep out of reach of children
- Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

IMBALLO / PACKING:

Quantità (pz): Quantity (pcs):	10.000	Confezione interna (pz): Internal packing (pcs):	1.000	QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE MINIMUM SALEABLE QUANTITY	
Misura esterna scatola (cm): External box dimensions (cm):	38 x 53 x 34.5	Peso (Kg): Weight (Kg):	10	Volume (m ³): Volume (m ³):	0,069

La Dichiarazione di conformità alla **Direttiva 98/79/CE** è disponibile, su richiesta, presso l'Ufficio Qualità Biosigma S.r.l.

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione
Manufacturing date



Data di scadenza
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori
Please consult accompanying documents



Numero di lotto
Lot number



Monouso
Disposable