



**Biosigma SpA**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

**M521D**

Ultimo aggiornamento  
20/05/2022

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO – TECHNICAL DATA SHEET

REF: **BSA027**



**DESCRIZIONE: CIOTOLINE PER CAMPIONI TIPO TECHNICON**

**10 x 1.000 pz.**

**DESCRIPTION: TECHNICON SAMPLE CUPS**

**10 x 1.000 pcs.**

Dispositivo Medico Diagnostico In Vitro

Destinato Esclusivamente Ad Uso Professionale

*In Vitro Diagnostic Medical Device For Professional Use Only*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	TECHNICAL FEATURES	
FABBRICANTE	APTACA S.P.A, ITALY	MANUFACTURER
CODICE FABBRICANTE	1022	MANUFACTURER ITEM
STATO MICROBIOLOGICO	NON STERILE/ NOT STERILE	MICROBIOLOGICAL STATUS
MATERIALE IMPIEGATO	POLISTIROLO / POLYSTYRENE	RAW MATERIAL- CONTAINER
VOLUME (ML)	1.5	VOLUME (ML)
TIPO	TECHNICON	TYPE
TEMPERATURE TOLLERATE	MIN -10 °C MAX + 70 °C	TEMPERATURE RANGE
DIMENSIONI (MM)	Ø 14 x 24	DIMENSION (MM)
PESO (GR.)	0,8	WEIGHT (GR.)
VALIDITÀ PRODOTTO	5 ANNI / YEARS	SHELF LIFE

### DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto a contenere fluidi biologici per effettuare le analisi di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

*Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" to contain biological liquids to perform laboratory tests. For use in professional test laboratory only*

### AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

Non variare la destinazione d'uso

Prodotto non adatto ai bambini

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

*Keep out of flame or heat sources which might damage the product*

*Do not use after expiry date or if packing is opened*

*Do not re-use: Disposable device*

*Do not vary the intended purpose of the product*

*Keep out of reach of children*

*Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C*

*Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*