



**Biosigma SpA**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

**M521D**

Ultimo aggiornamento  
01/10/2020

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

**REF BSA045**



### DESCRIZIONE / DESCRIPTION

**CIOTOLINE PER CAMPIONI TIPO TECHNICON COMPATIBILI ANCHE CON ANALIZZATORI KONELAB®  
TECHNICON SAMPLE CUPS ALSO SUITABLE FOR KONELAB® AUTOANALYZER**

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000  
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

**Codice CND W05030102022 MICROPROVETTE E COPPETTE SENZA ADDITIVI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI**

Fabbricante	Aptaca SpA	Manufacturer
Codice Fabbricante	1023	Manufacturer Item code
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>		<b>TECHNICAL FEATURES</b>
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato	POLISTIROLO / POLYSTYRENE	Raw material – container
Volume (ml)	4	Volume (ml)
Tipo	TECHNICON	Type
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +70°C	Temperature range
Dimensioni (mm)	Ø17 X 38	Dimensions (mm)
Peso (gr.)	1,8	Weight (gr.)
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life

### DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto a contenere fluidi biologici per effettuare le analisi di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

*Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" to contain biological liquids to perform laboratory tests.  
For use in professional test laboratory only*

### AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.  
*Keep out of flame or heat sources which might damage the product*
- Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta  
*Do not use after expiry date or if packing is opened*
- Non riutilizzare: Dispositivo monouso  
*Do not re-use: Disposable device*
- Non variare la destinazione d'uso  
*Do not vary the intended purpose of the product*



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Ultimo aggiornamento  
01/10/2020

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

- Prodotto non adatto ai bambini  
*Keep out of reach of children*
- Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C  
*Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C*
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo le normative vigenti  
*Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*

### IMBALLO / PACKING QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE MINIMUM SALEABLE QUANTITY

Quantità (pz)	5.000	Quantity (pcs)
Confezione interna (pz)	500	Internal packing (pcs):

#### Interpretazione dei simboli sull'imballaggio/ Interpretation of the symbols on the package

	Questo prodotto è conforme alla Direttiva 98/79/CE sui Dispositivi Medico Diagnostici In Vitro <i>This product fulfils the requirements of Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices</i>		Simbolo per "Mantenere secco" Symbol for "Keep dry"
	Simbolo per "non riutilizzare" Symbol for "Do not reuse"		Simbolo per "codice del lotto" Symbol for "batch code"
	Simbolo per "Consultare le istruzioni per l'uso" Symbol for "Consult Instructions for Use"		Simbolo per "utilizzare entro" Symbol for "Use by"
	Simbolo per "limite di temperatura" Symbol for "temperature limitation"		Simbolo per "fabbricante" Symbol for "Manufacturer"
	Simbolo per "Dispositivo Medico-Diagnostico In Vitro" Symbol for "In Vitro Diagnostic Medical Device"		Simbolo per "Fragile, maneggiare con cura" Symbol for "Fragile, handle with care"
	Simbolo per "Metodo di sterilizzazione con radiazioni ionizzanti" Symbol for "Method of sterilization using irradiation"		Simbolo per "Metodo di sterilizzazione con ossido di etilene" Symbol for "Method of sterilization using ethylene oxide"
	Simbolo per "Non utilizzare se la confezione è danneggiata" Symbol for "Do not use if package damaged"		Simbolo per "Tenere lontano dal calore" Symbol for "Keep away from heat"