



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento

13/04/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET



REF: BSC128

CONTENITORE 30 ml PER FECI IN POLIPROPILENE TAPPO A VITE ROSSO, CON SUPERFICIE DI SCRITTURA DATI PAZIENTE

FEACES CONTAINER 30 mL IN POLYPROPYLENE WITH RED SCREW CAP, WITH FROSTED LABEL FOR PATIENT DATA

W0503010206 - BICCHIERI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	FL MEDICAL SRL	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	25134	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
STERILIZZAZIONE	/	STERILIZATION
Materiale impiegato contenitore	Polipropilene / Polypropylene	Raw material – container
Materiale impiegato tappo	Polietilene / Polyethylene	Raw material - cap
Volume nominale (ml)	30	Nominal volume container (ml)
Ø inferiore	21 mm	Ø lower
Ø superiore	33 mm	Ø upper
Altezza senza tappo	81 mm	Height without cap
Altezza con tappo	82 mm	Height with cap
COLORE CONTENITORE	Neutro, trasparente / Neutral, transparent	CUP COLOUR
COLORE TAPPO	Rosso / Red	CAP COLOUR
Graduazione a	/	Graduated at
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life
QUANTITA' CONFEZIONE	750 pz / 750 pcs.	BOX QUANTITY
QUANTITA' INTERNA	Articoli sfusi / Bulk items	INNER QUANTITY
STOCCAGGIO	Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme, non disperdere il prodotto nell'ambiente in quanto non biodegradabile. <i>Do not expose or leave near open flames, do not leave the product around as it is not biodegradable</i>	
		STORAGE