



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento

13/04/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSC132

CONTENITORE 30 ml PER FECI IN POLIPROPILENE TAPPO A VITE ROSSO, CON SUPERFICIE DI SCRITTURA DATI PAZIENTE, IN CONF. SINGOLA, STERILE.

FEACES CONTAINER 30 ml IN POLYPROPYLENE WITH RED SCREW CAP, WITH FROSTED LABEL FOR PATIENT DATA, INDIVIDUALLY WRAPPED, STERILE



W0503010206 - BICCHIERI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	FL MEDICAL SRL	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	25135	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	STERILE / STERILE	Microbiological status
STERILIZZAZIONE	Raggi beta / Beta rays	STERILIZATION
Materiale impiegato contenitore	Polipropilene / Polypropylene	Raw material – container
Materiale impiegato tappo	Polietilene / Polyethylene	Raw material - cap
Volume nominale (ml)	30	Nominal volume container (ml)
ø inferiore	21 mm	ø lower
ø superiore	33 mm	ø upper
Altezza senza tappo	81 mm	Height without cap
Altezza con tappo	82 mm	Height with cap
COLORE CONTENITORE	Neutro, trasparente / Neutral, transparent	CUP COLOUR
COLORE TAPPO	Rosso / Red	CAP COLOUR
Graduazione a	/	Graduated at
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life
QUANTITA' CONFEZIONE	500 pz / 500 pcs.	BOX QUANTITY
QUANTITA' INTERNA	Confezione singola / Individually wrapped	INNER QUANTITY



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento

13/04/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

STOCCAGGIO

**Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme,
non disperdere il prodotto nell'ambiente in
quanto non biodegradabile.**

***Do not expose or leave near open flames, do not
leave the product around as it is not
biodegradable***

STORAGE