



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento
13/04/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSC146

**CONTENITORE PER ESPETTORATO DA 60ML, NON GRADUATO,
CON TAPPO A PRESSIONE A PARTE DI COLORE AZZURRO.**

**60ML NOT GRADUATED SPUTUM CONTAINERS, WITH ASIDE
PRESSURE CAP COLOUR LIGHT BLUE.**



W0503010206 - BICCHIERI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	NUOVA APTACA SPA	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	1051	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato contenitore	POLISTIROLO / POLYSTYRENE	Raw material - container
Materiale impiegato tappo	POLIETILENE / POLYETHYLENE	Raw material - cap
Volume nominale (ml)	60	Nominal volume container (ml)
Temperature tollerate contenitore	MIN -10°C MAX +70°C	Temperature range - container
Temperature tollerate tappo	MIN -50°C MAX +75°C	Temperature range - cap
Dimensioni contenitore (mm)	Ø 60 X 34	Dimensions - container (mm)
Dimensione tappo (mm)	Ø 63 X 7	Dimensions - cap (mm)
Peso contenitore (gr.)	7,3	Weight - test tube (gr.)
Tappo	A PARTE/ ASIDE	Cap
Peso tappo (gr.)	3,3	Weight - cap (gr.)
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento
13/04/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto a contenere fluidi biologici e campioni umani per effettuare le analisi di laboratorio.
Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" to contain biological liquids and specimen to perform laboratory tests.

For use in professional test laboratory only

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso
Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini
Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue

IMBALLO / PACKING

Quantità (pz): Quantity (pcs):	400	Confezione interna (pz): Internal packing (pcs):	400	QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE MINIMUM SALEABLE QUANTITY	
Misura esterna scatola (cm): External box dimensions (cm):	36 x 54 x 46	Peso (Kg): Weight (Kg):	5,90	Volume (m ³): Volume (m ³):	0,089