



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento
13/04/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSC160

**CONTENITORE PER FECI DA 18ML, NON GRADUATO, CON TAPPO A PRESSIONE
DI COLORE AZZURRO CON PALETTA. LATEX FREE
NON STERILE IN CONFEZIONI DA 250 PEZZI**

**18ML NOT GRADUATED FAECES CONTAINERS, WITH PRESSURE CAP COLOUR
LIGHT BLUE AND SPOON. LATEX FREE DEVICE
NOT STERILE IN BAGS OF 250 PIECES**



W0503010206 - BICCHIERI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	APTACA SPA	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	1011	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato contenitore	POLISTIROLO / POLYSTYRENE	Raw material – container
Materiale impiegato tappo	POLIETILENE / POLYETHYLENE	Raw material - cap
Volume nominale (ml)	18	Nominal volume container (ml)
Temperature tollerate contenitore	MIN -10°C MAX +70°C	Temperature range - container
Temperature tollerate tappo	MIN -50°C MAX +75°C	Temperature range - cap
Dimensioni contenitore (mm)	Ø 22 X 63	Dimensions - container (mm)
Dimensione tappo (mm)	Ø 21,5 X 78	Dimensions – cap (mm)
Lunghezza paletta (mm)	50	Length – spoon (mm)
Peso contenitore (gr.)	4,1	Weight - test tube (gr.)
Peso tappo (gr.)	1,9	Weight – cap (gr.)
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento
13/04/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto a contenere feci per effettuare le analisi di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" to contain faeces to perform laboratory tests.

For use in professional test laboratory only

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue

IMBALLO / PACKING

Quantità (pz):

1500

Quantity (pcs):

Confezione interna (pz):

250

Internal packing (pcs):

QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE

MINIMUM SALEABLE QUANTITY

Misura esterna scatola (cm):

Peso (Kg):

10,40

Volume (m³):

0,089

External box dimensions (cm): 55 x 35,5 x 45,7

Weight (Kg):

Volume (m³):