

**Biosigma SpA****a Dominique Dutscher Company**Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |**M521D**Aggiornamento
13/04/2021**SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET****REF: BSC199****CONTENITORE GRADUATO PER URINE DA 200 ML**

In polipropilene medicale (PP) superficie di scrittura. Tappo a vite inserito in polietilene (PE) rosso, con bordo zigrinato. Ottima resistenza alle basse temperature e buona resistenza agli agenti chimici. Latex Free. Sterile in confezione singola

200 ML GRADUATED URINE CONTAINERS

In medical grade polypropylene (PP) with writing surface with red inserted screw cap in polyethylene (PE), with milled rim allowing. Excellent high and low temperatures resistance and chemical agents. Latex Free. Sterile individually wrapped.

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	APTACA SpA	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	2220/SG	<i>Manufacturer ITEM CODE</i>
Stato microbiologico	STERILE / STERILE	<i>Microbiological status</i>
STERILIZZAZIONE	Radiazioni ionizzanti/ Ionizer rays	<i>STERILIZATION</i>
Materiale impiegato contenitore	Polipropilene Medicale / Medical Polypropylene	<i>Raw material – container</i>
Materiale impiegato tappo	Polietilene / Polyethylene	<i>Raw material - cap</i>
Volume nominale (ml)	200	<i>Nominal volume container (ml)</i>
Dimensione Contenitore (mm)	Ø 64 x 90	<i>Dimensions-container (mm)</i>
Dimensione Tappo (mm)	Ø 66 x 13	<i>Dimensions-cap (mm)</i>
Colore Contenitore	Neutro, trasparente / Neutral, transparent	<i>Container Colour</i>
Colore Tappo	Rosso / Red	<i>Cap Colour</i>
Graduazione a	Min. 25 ml- Max. 175 ml	<i>Graduated at</i>
Incrementi scala graduata (ml)	25	<i>Intervals graduated scale (ml)</i>
Peso contenitore (gr.)	16,4	<i>Weight- Container (gr)</i>
Peso Tappo (gr.)	7,7	<i>Weight – Cap (gr.)</i>
Temperature tollerate dal Contenitore	-10 °C +121 °C	<i>Temperature range - Container</i>
Temperature tollerate Tappo	-50 °C +80 °C	<i>Temperature range- Cap</i>
Validità del prodotto	5 ANNI / 5 YEARS	<i>Shelf life</i>
QUANTITA' CONFEZIONE	200 pz / 200 pcs.	<i>BOX QUANTITY</i>
QUANTITA' INTERNA	Confezione singola / Individually wrapped	<i>INNER QUANTITY</i>



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento
13/04/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto a contenere fluidi biologici per effettuare le analisi di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) > W05010203 (Contenitori per raccolta di urina)

Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" to contain biological liquids to perform laboratory tests. For use in professional test laboratory only.

National classification of medical devices (CND - For Italian law) > W05010203 (Urine collection, containers).

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso
Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini
Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue

IMBALLO / PACKING

Quantità (pz):	200	Confezione interna (pz):	Individually	QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE
Quantity (pcs):		Internal packing (pcs):	wrapped	MINIMUM SALEABLE QUANTITY
Misura esterna scatola (cm):		Peso (Kg):		Volume (m ³):
External box dimensions	44,5 x 44 x 51,7	Weight (Kg):	6,1	Volume (m ³): 0.101
(cm):				

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione
Manufacturing date



Data di scadenza
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori
Please consult accompanying documents



Numero di lotto
Lot number



Monouso
Disposable



Sterilizzazione con radiazioni ionizzanti
Sterilization by ionizer rays