



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Ultimo aggiornamento
27/12/2022

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: **BSC253** **CE**

Contenitore 120 ml per urina in polipropilene
tappo a vite bianco, con superficie di scrittura.
*Urine container 120 ml in polypropylene with
white screw cap and frosted label.*

REF: **BSC258** **CE**

Contenitore 120 ml per urina in
polipropilene, tappo a vite rosso,
confezione singola, sterile.
*Urine container 120 ml in polypropylene with
red screw cap, individually wrapped, sterile.*

Codice CND W05010203 CONTENITORI PER RACCOLTA DI URINA



INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION

Fabbricante/Manufacturer:	F.L. MEDICAL S.R.L.	
Codice Fabbricante/ Manufacturer code:	25033	25035
Capacità/capacity:	120 ml	120 ml
Materiale contenitore cup material:	Polipropilene / <i>Polypropylene</i>	Polipropilene / <i>Polypropylene</i>
Materiale tappo/cap material:	Polietilene / <i>Polyethylene</i>	Polietilene / <i>Polyethylene</i>
Aspetto/appearance:	Cilindrico / <i>Cylindrical</i>	Cilindrico / <i>Cylindrical</i>
Misure esterne/outside sizes:	\varnothing inferiore / \varnothing lower: 47,9 mm \varnothing superiore / \varnothing higher: 56 mm Altezza senza tappo / <i>Height without cap</i> : 71,5 mm Altezza con tappo / <i>Height with cap</i> : 71,8 mm	
Colore contenitore/cup colour:	Neutro, trasparente / <i>Neutral, transparent</i>	Neutro, trasparente / <i>Neutral, transparent</i>
Colore tappo/cap colour:	Bianco / <i>White</i>	Rosso / <i>Red</i>
Altre caratteristiche other characteristics:	Graduazione a / <i>Graduated at</i> : 10, 20,30,40,50,60,70,80,90,100 ml Superficie di scrittura dati paziente / <i>Frosted label for patient data</i> : NAME, N°, DATE	
Sterilizzazione/sterilization:	non sterile / <i>not sterile</i>	Sterile a raggi beta / <i>Beta ray sterile</i>
Q.tà confezione/box q.ty:	Confezione da 300 pz / <i>300 pieces per box</i>	Confezione da 250 pz / <i>250 pieces per box</i>
Q.tà internal/inner q.ty:	Articoli sfusi / <i>Bulk items</i>	Articoli sfusi / <i>Bulk items</i>

DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO CE - Destinato esclusivamente ad uso professionale
IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE - FOR PROFESSIONAL USE ONLY
RACCOMANDAZIONI D'USO / RECOMMENDATION USE (exclusive as information)



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Ultimo aggiornamento
27/12/2022

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio/ *Use only for laboratory analysis,*
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti pericolo di contaminazione / *Use gloves: contamination risk if contents leaks,*
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare/ *Keep out of flame or heat sources which might damage the product,*
- Non utilizzare il prodotto scaduto / *Do not use after expiry date or if packing is open,*
- Non variare la destinazione d'uso / *Do not vary the intended purpose of the product*
- Prodotto non adatto ai bambini/ *Keep out of reach of children,*
- Prodotto sterile: la sterilità è garantita se il confezionamento non è danneggiato/ *Sterile product: sterility is guarantee if box is not damaged,*
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo la normativa vigente / *Waste disposal: utilize the provided D.P.I and discharge under laws in force.*