



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Ultimo Aggiornamento
14/04/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO/ TECHNICAL DATA SHEET

CONTENITORI PER TAGLIENTI - LINEA BS

La serie BS si compone di tre misure di contenitori monouso e imperforabili a doppio guscio sovrapposto per una chi ne fa dei contenitori estremamente stabili e facili da montare grazie al sistema di incastro dei due gusci.

CONTAINERS FOR SHARP - LINE BS

The BS series consists of three measures of disposable containers and puncture-proof double superimposed shell for the disposal of waste and sharp edges. They are fitted with indents for the removal of the needle and arranged for a temporary or permanent closure by affixing a seal on the side of the opening. The square base makes the containers extremely stable and easy to assemble thanks to the system of the two shells.



Tacche per la rimozione dell'ago
Indents for needle s removal



Chiusura provvisoria
Temporary closure



Chiusura definitiva
Definitive closure

CARATTERISTICHE

- In PP
- Ottima stabilità
- Facile montaggio ad incastro dei due gusci
- Chiusura provvisoria e definitiva con sigillo
- Nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento
- Indicazione del livello di riempimento
- Disponibilità di supporti da tavolo, a muro o da adattare al carrello
- Il contenitore può essere autoclavato a 134° per 18 minuti

FEATURES

- *In PP*
- *Excellent stability*
- *Easy connection installation of the two shells*
- *Extremely simple to use*
- *Temporary and definitive closure with the pin*
- *No emission of harmful gases during incineration*
- *Indication of the filling level*
- *Availability of table stands, wall or adapt to cart*
- *Suitable to autoclave at 134° for 18 min.*

INSTRUCTION





Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Ultimo Aggiornamento

14/04/2021

SCHEMA TECNICA PRODOTTO/ TECHNICAL DATA SHEET

BSC300 1,5 L



BSC301 3 L





Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Ultimo Aggiornamento
14/04/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO/ TECHNICAL DATA SHEET

BSC302

6 L



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



**Puncture
resistant**