



**Biosigma S.p.A.**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 |

E-mail [info@biosigmaeu.com](mailto:info@biosigmaeu.com) | <http://www.biosigma.com> |

**M521D**

Ultimo Aggiornamento  
14/04/2021

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO/ TECHNICAL DATA SHEET

### CONTENITORI PER TAGLIENTI - LINEA DISPO

La serie DISPO si compone di contenitori monouso e resistenti alla perforazione di forma tronco-conica per lo smaltimento di rifiuti ospedalieri acuminati e taglienti. La chiusura definitiva e inviolabile che impedisce la fuoriuscita dei rifiuti e la resistenza del contenitore garantiscono elevata qualità e sicurezza. Ogni modello è dotato di chiusura provvisoria e definitiva, di una apertura ampia per lo smaltimento dei rifiuti più voluminosi e di 3 tacchette per lo sganciamento degli aghi, compreso lo sgancio per penne da insulina.

### CONTAINERS FOR SHARP - DISPO LINE

*The DISPO line is composed of single use conical shape puncture resistant containers for the disposal of sharp and cutting waste. The permanent and inviolable closure that prevents waste leakage and the high container resistance guarantee top quality and safety. All of the models have temporary and permanent closures, a wide opening for the disposal of larger materials, and three indents for the needles and insulin pen removal*



Apertura facilitata  
*Easy opening*



Tacche per rimozione aghi e  
penne da insulina  
*Notches for removing needles  
and insulin pens*



Ampia apertura  
*Wide opening*

### CARATTERISTICHE

- In PP
- Ottima stabilità con l'utilizzo di supporti a ventosa
- Facilità di montaggio ad incastro
- Pratico sistema di apertura
- Tacche di sganciamento aghi e penne da insulina
- Ampia apertura per l'eliminazione di oggetti ingombranti
- Indicazione livello massimo di riempimento
- Nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento
- Chiusura provvisoria e definitiva
- Disponibilità di vari supporti
- Il contenitore può essere autoclavato a 134° per 18 minuti

### FEATURES

- *In PP*
- *Excellent stability with suction cup support use*
- *Easy to assemble*
- *Practical opening system*
- *Indents for needles and insulin pen removal*
- *Wide opening for the disposal of larger material*



**Biosigma S.p.A.**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 |

E-mail [info@biosigmaeu.com](mailto:info@biosigmaeu.com) | <http://www.biosigma.com> |

**M521D**

Ultimo Aggiornamento  
14/04/2021

## SCHEMA TECNICA PRODOTTO/ TECHNICAL DATA SHEET

- *Maximum filling level indicator*
- *No emission of any harmful gas during the incineration process*
- *Temporary and permanent closure*
- *Suitable to autoclave at 134° for 18 min.*

**BSC306 4 L**



### CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

**Conformity  
ISO 23907**

Marchio registrato inglese rilasciato dal BSI (British Standards Institution), uno dei più riconosciuti marchi che garantiscono la qualità e sicurezza dei prodotti ai consumatori. E' stato rilasciato in base alla nuova normativa ISO 23907:2012  
*Registered English Mark issued by the BSI (British Standards Institution), one of the most recognized brands which guarantees quality and safety of products to consumers. It has been issued in accordance with the new regulation ISO 23907:2012.*

**Conformity  
NFX 30/500**



UN, marchio internazionale che garantisce il trasporto di merci pericolose.  
*UN, international mark that guarantees the transport of dangerous goods.*

**TRBA 250**

Conformità alla Norma Tedesca che definisce i requisiti per la protezione dai taglienti e pungenti.  
*The TRBA 250 regulates protection from needle stick injuries. Compliance to German Standard which defines the requirements for protection from sharps*