



**Biosigma S.p.A.**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.)

| Fax ++39 0426 302228 | E-mail info@biosigmaeu.com |

http://www.biosigma.com |

**M521D**

Ultimo aggiornamento

10/05/2022

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO- TECHNICAL DATA SHEET**

**REF: BSC660** **CE**

Contenitore 60 ml per urina con tappo a vite bianco con superficie di scrittura.

*Urine container 60 ml in polypropylene with white screw cap with frosted label.*

**REF: BSC665** **CE**

Contenitore 60 ml per urina, tappo a vite rosso, con superficie di scrittura, conf. sing., sterile.

*Urine container 60 ml with red screw cap, with frosted label, individually wrapped, sterile.*

**Codice CND W05010203 CONTENITORI PER RACCOLTA DI URINA**



**INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION**

<b>Fabbricante/Manufacturer:</b>	<b>F.L. MEDICAL S.R.L.</b>	
<b>Codice Fabbricante Manufacturer code:</b>	<b>25183</b>	<b>25185</b>
<b>Capacità/capacity:</b>	60 ml	60 ml
<b>Materiale contenitore cup material:</b>	Polipropilene / Polypropylene	
<b>Materiale tappo/cap material:</b>	Polietilene / Polyethylene	
<b>Aspetto/appearance:</b>	Cilindrico / Cylindrical	
<b>Misure esterne/outside sizes:</b>	$\varnothing$ inferiore / $\varnothing$ lower: 37,3 mm $\varnothing$ superiore / $\varnothing$ higher: 38,2 mm Altezza senza tappo / Height without cap: 63,3 mm Altezza con tappo / Height with cap: 64,3 mm	
<b>Colore contenitore/cup colour:</b>	Neutro, trasparente / Neutral, transparent	
<b>Colore tappo/cap colour:</b>	Bianco / White	Rosso / Red
<b>Altre caratteristiche other characteristics:</b>	Graduazione a/Graduated at: 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ml Superficie di scrittura dati paziente / Frosted label for patient data	
<b>Sterilizzazione/sterilization:</b>	non sterile / not sterile	Sterile a raggi beta / Beta ray sterile
<b>Q.tà confezione/box q.ty:</b>	Confezione da 600 pz / 600 pieces per box	Confezione da 500 pz / 500 pieces per box
<b>Q.tà internal/inner q.ty:</b>	Articoli sfusi / Bulk items	

**DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO CE - Destinato esclusivamente ad uso professionale  
IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE - for professional use only**



**Biosigma S.p.A.**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.)

| Fax ++39 0426 302228 | E-mail [info@biosigmaeu.com](mailto:info@biosigmaeu.com) |

<http://www.biosigma.com> |

**M521D**

Ultimo aggiornamento

10/05/2022

## **SCHEDA TECNICA PRODOTTO- TECHNICAL DATA SHEET**

---

### **RACCOMANDAZIONI D'USO/RECOMMENDATION USE**

- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio/ *Use only for laboratory analysis,*
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti pericolo di contaminazione / *Use gloves: contamination risk if contents leaks,*
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare/ *Keep out of flame or heat sources which might damage the product,*
- Non utilizzare il prodotto scaduto / *Do not use after expiry date or if packing is open,*
- Non variare la destinazione d'uso / *Do not vary the intended purpose of the product*
- Prodotto non adatto ai bambini/ *Keep out of reach of children,*
- Prodotto sterile: la sterilità è garantita se il confezionamento non è danneggiato/ *Sterile product: sterility is guarantee if box is not damaged,*
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo la normativa vigente / *Waste disposal: utilize the provided D.P.I. and discharge under laws in force.*