



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento
13/04/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSI105

SPUGNETTE PROTETTIVE A POROSITÀ CONTROLLATA PER CASSETTE PER INCLUSIONE. RESISTENTI AI SOLVENTI UTILIZZATI PER LA PROCESSAZIONE. SPUGNETTE MOLTO UTILI NELLA PREPARAZIONE DI CAMPIONI BIOPTICI DI PICCOLE DIMENSIONI.

PROTECTIVE BIOPSY PADS FOR EMBEDDING CASSETTES, WITH CONTROLLED POROSITY. RESISTANT TO SOLVENT USED FOR PROCESSING. PADS VERY USEFUL IN THE PREPARATION OF SMALL BIOPSY SAMPLES.



Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	APTACA SPA	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	14100	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato	SCHIUMA DI POLIESTERE POLYESTER FOAM	Raw material
Colore	BLU / BLUE	Color
Dimensioni (mm)	31 X 26,5	Dimensions (mm)
Spessore (mm)	3,0	Thickness (mm)
Densità	31 ±3 Kg/m3	Density
Resistenza a compressione	3,0 ±1 k/Pa	Compression load deflection
Porosità (n° fori per cm2)	57-70	Cells for cm2
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	5000	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	500	Internal packing (pcs):



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento
13/04/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto per la protezione dei pezzi istologici destinati all'inclusione e all'effettuazione di analisi di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" for the protection of samples for the inclusion and to perform laboratory tests.

For use in professional test laboratory only

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue