



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento
13/04/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSI220

**COPERCHIO IN ACCIAIO PER CASSETTE INCLUSIONE
(BSI104 vendute separatamente)**

**STAINLESS STEEL LID FOR EMBEDDING CASSETTES
(BSI104 sold separately)**



Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	APTACA SPA	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	14220	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato	ACCIAIO INOSSIDABILE STAINLESS STEEL	Raw material
Dimensioni (mm)	28 X 40 mm	Dimensions (mm)
Validità del prodotto	5 ANNI / 5 YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	20	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	10	Internal packing (pcs):

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto alla chiusura di cassette per l'inclusione dei pezzi istologici umani ed effettuare le analisi diagnostiche di laboratorio. Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.

Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) > W05030501 (Cassette Per Inclusione)

Classificazione EDMA > 13070104 – Embedding media

Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" suitable to close embedding cassettes for the inclusion and treatment

of human samples and to perform diagnostic laboratory tests. For professional use only

National classification of medical devices (CND - For Italian law) > W05030501 (Inclusion Devices, Cassettes)

EDMA code > 13070104 – Embedding media



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento
13/04/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso
Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini
Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.
Before use with particular substance, check the resistance / compatibility chart on our catalogue

IMBALLO / PACKING

Quantità (pz):	20	Confezione interna (pz):	10	QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE
Quantity (pcs):		Internal packing (pcs):		MINIMUM SALEABLE QUANTITY

Misura esterna scatola (cm):	29 x17,5x17	Peso (Kg):	0.5	Volume (m ³):	0.009
External box dimensions (cm):		Weight (Kg):		Volume (m ³):	

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione
Manufacturing date



Data di scadenza
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori
Please consult accompanying documents



Numero di lotto
Lot number