



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |


M521D

First Emission

22/04/2025

SCHEMA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

Cassette per Istologia con nastro *Histology Cassettes with Tape*



- Cassettine per inclusioni preimpilate in file da 40 pezzi tenute da un nastro di facile rimozione per semplificare l'inserimento sul caricatore della stampigliatrice. Coperchi a parte.
 - Area di scrittura con angolo di 45 gradi, comoda per marcare e stampare.
 - Disponibili in vari colori per una classificazione più veloce e razionale.
 - Compatibili con la maggior parte delle stampigliatrici laser.
 - Confezionamento:
 - Fondi: 40 pezzi/nastro; 10 nastri/scatola; 5 scatole/ctn. Totale 2000 pezzi/ctn.
 - Coperchi: 1000 pezzi/ scatola; 2 scatole /ctn. Totale 2000 pezzi/ctn.
 - Utilizzo: Per l'elaborazione, l'inclusione e la conservazione di routine di tessuti e biopsie.
 - Applicazione: Utilizzato in Patologia e Istologia
 - Materiale: POM (resistente ad acidi e alcali, resistente alle alte temperature)
 - Durata: cinque anni
- *Pre-stacked embedding cassettes in rows of 40 pieces held by an easy-to-remove tape to simplify insertion into the stamper magazine. Lids aside.*
 - *45-degree angle writing area, convenient for marking and printing.*
 - *Available in various colors for faster and more rational classification.*
 - *Compatible with most laser stampers.*
 - *Packaging:*
 - *Bottoms: 40 pieces/strip; 10 strips/box; 5 boxes/ctn. Total 2000 pieces/ctn.*
 - *Lids: 1000 pieces/box; 2 boxes/ctn. Total 2000 pieces/ctn.*
 - *Usage: For routine processing, embedding and preservation of tissues and biopsies.*
 - *Application: Used in Pathology and Histology*
 - *Material: POM (acid and alkali resistant, high temperature resistant)*
 - *Shelf life: five years*

Cassette per inclusione / *Embedding cassettes*

REF Biosigma	REF Fabbricante <i>REF Manufacturer</i>	Colore / <i>Color</i>	Qty/Conf
BSI800	HP20281L -W	Bianco / <i>White</i>	2000
BSI802	HP20281L -Y	Giallo / <i>Yellow</i>	2000
BSI804	HP20281L -P	Rosa / <i>Pink</i>	2000
BSI806	HP20281L -G	Verde / <i>Green</i>	2000
BSI808	HP20281L -B	Azzurro / <i>Light blue</i>	2000

Destinazione d'uso

Dispositivi monouso destinati a contenere campioni di tessuti e di organi di origine biologica per l'uso in laboratorio per analisi in vitro.

Intended use

Single-use devices intended to contain samples of tissues and organs of biological origin for use in the laboratory for in vitro analysis.



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

First Emission

22/04/2025

SCHEMA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

L'uso e la manipolazione dei dispositivi sono riservati al **personale medico e tecnico** con le necessarie abilitazioni e preparazione professionale

Materiali

I materiali utilizzati per la produzione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro sono stati selezionati sulla base delle proprietà indicate per le destinazioni d'uso individuali

I dispositivi sono prodotti in POLIOSSIMETILENE (POM).

Il POLIOSSIMETILENE è un prodotto ottenuto dalla polimerizzazione della formaldeide, leggero, infrangibile, ottima resistenza chimica alle basi e ai solventi usati in anatomia patologica.

The use and manipulation of the devices are reserved for medical and technical personnel with the necessary qualifications and professional training.

Materials

The materials used for the production of in vitro diagnostic medical devices have been selected on the basis of the properties indicated for the individual intended uses

The devices are made of POLYOXYMETHYLENE (POM).

POLYOXYMETHYLENE is a product obtained from the polymerization of formaldehyde, light, unbreakable, excellent chemical resistance to the bases and solvents used in pathological anatomy.

Fabbricante / Manufacturer: JANGSU HUIDA MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO CE Destinato esclusivamente ad uso professionale

RACCOMANDAZIONI D'USO (a carattere esclusivamente informativo)

- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio.
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
- Non utilizzare il prodotto scaduto o con confezione aperta.
- Non variare la destinazione d'uso.
- Prodotto non adatto ai bambini.
- Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.
- Smaltimento: utilizzare gli appositi DPI e smaltire secondo la normativa vigente.

IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE CE Intended exclusively for professional use

RECOMMENDATIONS FOR USE (for informational purposes only)

- *Use only for laboratory analysis.*
- *Do not place the device near flames or heat sources that could damage it*
- *Do not use the expired product or with an open package.*
- *Do not change the intended use.*
- *Product not suitable for children.*
- *Store in a dry place, away from heat sources and direct sunlight.*
- *Disposal: use the appropriate PPE and dispose of according to current legislation.*