



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento
13/04/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSL486

**TANICA GRADUATA PER LA RACCOLTA URINA
NELLE 24H VOL. 2500 ML CON TAPPINO DI PRELIEVO E MANICO
URINE TANK GRADUATED FOR 24 H URINE COLLECTION
VOL. 2500 ML WITH CAP FOR EASY SAMPLING**



CODICE CND W05030102 CONTENITORI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	F.L. MEDICAL srl	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	25108	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato	Polietilene / Polyethylene	Raw material
Colore contenitore	Bianco/ White	Container Colour
Colore tappo	Bianco/ White	Cap Colour
Volume	2500 ml	Volume
Misure esterne	240x140x110 mm	Outside sizes
QUANTITA' CONFEZIONE pz	30	BOX QUANTITY pcs
Stoccaggio	Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme, non disperdere il prodotto nell'ambiente in quanto non biodegradabile/Do not expose or leave near open flames; do not leave the product around, as it is not biodegradable.	Storage