



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy |

Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) | Fax ++39 0426 302228

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento

23/10/2020

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

BSL489

URINTRANSFER® contenitore 3000 ml per raccolta urina 24 h in polietilene graduato con impugnatura ergonomica, colore marrone, tappo con sonda di aspirazione per provette Sottovuoto.

URINTAINER® 24 h urine collection container 3000 ml in polyethylene graduated with ergonomic handle, brown colour, cap with collection device and integrated straw for vacuum tube.



Prodotto con marchio CE conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive and D.lgs 332 dtd 08/09/2000

Fabbricante	F.L. MEDICAL SRL	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	25420	Manufacturer ITEM CODE
Materiale impiegato contenitore	POLIETILENE/ POLYETHYLENE	Raw material –Container
Materiale impiegato tappo e sonda	POLIPROPILENE/ POLYPROPYLENE	Raw material – cap and probe
Ago adattatore Luer	Acciaio inox con protezione in gomma Stainless steel with protection in rubber	Luer adapter Needle
Volume contenitore (ml)	3.000	Volume container (ml)
Scala graduata (ml)	500-1000-1500-2000-2500-3000	Graduated Scale (ml)
Dimensioni contenitore (mm)	155 x 110 x 245 H	Dimension – container (mm)
Diametro collo (mm) senza tappo	Ø 75	Neck diameter (mm) without cap
Diametro collo (mm) con tappo	Ø 80	Neck diameter (mm) with cap
Dimensioni sonda (mm)	Ø 2,44 x 180	Dimensions – probe (mm)
Colore contenitore	Marrone / Brown	Container – colour
Colore tappo	Giallo / Yellow	Cap - colour



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy |

Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) | Fax ++39 0426 302228

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento

23/10/2020

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

STATO MICROBIOLOGICO- MICROBIOLOGICAL STATUS

NON STERILE

Il dispositivo può essere sottoposto a processo di Sterilizzazione a freddo con procedura a mezzo di prodotti chimici od irraggiamento con raggi Beta o Gamma. I dispositivi in polietilene non devono essere introdotti in autoclave o sterilizzati a caldo.

NOT STERILE

The device can be subjected to a cold sterilization process using chemical products or radiation with Beta or Gamma rays. Polyethylene devices must not be placed in autoclave or hot sterilized.

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

Raccolta di liquidi biologici e non, per successivi trattamenti-analisi chimiche, cliniche e/o microbiologiche
Prodotto indirizzato ad operatori professionali di laboratori biomedici di analisi

Collection of biological and non-biological liquids, for subsequent treatments - chemical, clinical and / or microbiological analyzes. For professional use only.