



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento
14/04/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSL671

Vassoi portavetrini per microscopio in PVC, di colore bianco per distinguere facilmente le colorazioni dei vetrini. Studiati per classificare ed archiviare i vetrini Standard 26x76 mm. Impilabili, utile base di appoggio per la lettura di serie

Microscope slides trays in white PVC, to easily distinguish slides colours. Studied to classify and record standard 26x76 mm. slides. Designed for easy removal of slides.



Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato	CLORURO DI POLIVINILE (PVC) POLYVINYLCHLORIDE (PVC)	Raw material
Colore	BIANCO / WHITE	Color
Dimensione vetrini (mm)	STANDARD 26 X 76	Slides dimensions (mm)
Temperature tollerate	MIN -20°C MAX +80°C	Temperature range
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	5000	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	500	Internal packing (pcs):



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento

14/04/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

COD.

CODICE CODE	POSTI PLACES	DIMENSIONI DIMENSIONS	PESO WEIGHT	CONFEZIONE PACKING
BSL671	10	335 x 95 x 15 mm	54 gr	40 pcs.
BSL672	20	335 x 195 x 15 mm	108 gr	20 pcs
BSL673	40	335 x 395 x 15 mm	207 gr	10 pcs.

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella per "USI GENERALI DI LABORATORIO". Prodotto adatto a contenere vetrini portaoggetto. IL PRODOTTO NON È SOGGETTO A MARCATURA CE

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

*Intended purpose: "GENERAL LABORATORY USE". Product suitable for glass slides storage.
PRODUCT NOT SUBJECT TO CE MARKING. For use in professional test laboratory only*

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: monouso
Do not re-use: Disposable

Non variare la destinazione d'uso
Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini
Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.
Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue