

**Biosigma S.p.A****a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |**M521D**

Aggiornamento

14/04/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET**REF: BSL922****PORTAVETRINI POSTALE CON TAPPO A VITE.**

Ideale per la spedizione o la conservazione di 5 o 10 vetrini portaoggetto. L'elevato spessore delle pareti protegge perfettamente i vetrini da eventuali rotture. Dotato di anellino per l'applicazione di sigilli o talloncini identificativi. Latex Free

SLIDES MAILER WITH SCREW CAP.

Ideal for the dispatching or storage of 5 – 10 microscope slides. Thanks to the thickness of the walls, slides are fully protected from accidental breakages. Provided with tagging or sealing hole. Latex Free

Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Raw material
Dimensioni contenitore (mm)	Ø 40 X 70	Dimensions - container (mm)
Dimensione tappo (mm)	Ø 48 X 31	Dimensions – cap (mm)
Dimensione complessiva (mm)	Ø 48 X 86	Total dimensions (mm)
Dimensione vetrini (mm)	STANDARD 26 X 76	Slides dimensions (mm)
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +120°C	Temperature range
Peso contenitore (gr.)	22,2	Weight - container (gr.)
Peso tappo (gr.)	8,4	Weight – cap (gr.)
Numero vetrini utilizzabili	MAX 10	Total number of slides
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	250	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	50	Internal packing (pcs):

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella per "USI GENERALI DI LABORATORIO". Prodotto adatto a contenere vetrini portaoggetto per il trasporto postale.

IL PRODOTTO NON È SOGGETTO A MARCATURA CE

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale

Intended purpose: "GENERAL LABORATORY USE". Product suitable for glass slides mailing.

PRODUCT NOT SUBJECT TO CE MARKING.

For professional use only

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product



Biosigma S.p.A

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento

14/04/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: monouso

Do not re-use: Disposable

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue