



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento

14/04/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSL924

PORTAVETRINI POSTALE A TRE POSTI IN POLIPROPILENE, CON CHIUSURA A SCATTO PER UNA SICURA TENUTA, PER VETRINI 26 X 76 MM

THREE PLACES SLIDES MAILER IN POLYPROPYLENE, SNAP CLOSURE FOR PERFECT TIGHTNESS, FOR 26 X 76 MM SLIDES



Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	<i>Microbiological status</i>
Materiale impiegato	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	<i>Raw material</i>
Dimensioni (chiuso)	100 x 84 x 6.5 MM	<i>Dimensions (closed)</i>
Dimensione vetrini (mm)	STANDARD 26 X 76	<i>Slides dimensions (mm)</i>
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +121°C	<i>Temperature range</i>
Peso (gr.)	28,8	<i>Weight (gr.)</i>
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	<i>Shelf life</i>
Quantità (pz):	500	<i>Quantity (pcs):</i>
Confezione interna (pz):	10	<i>Internal packing (pcs):</i>

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella per "USI GENERALI DI LABORATORIO". Prodotto adatto a contenere vetrini portaoggetto per il trasporto postale.

IL PRODOTTO NON È SOGGETTO A MARCATURA CE

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale

Intended purpose: "GENERAL LABORATORY USE". Product suitable for glass slides mailing.

PRODUCT NOT SUBJECT TO CE MARKING.

For professional use only

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento
14/04/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: monouso
Do not re-use: Disposable

Non variare la destinazione d'uso
Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini
Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.
Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue