



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento

01/09/2017

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSL926

PORTAVETRINI POSTALE CON TAPPO A PRESSIONE

Ideale per la spedizione o la conservazione di max 5 vetrini portaoggetto standard. L'elevato spessore delle pareti protegge perfettamente i vetrini da eventuali rotture.


Autoclavabili. Prodotto latex free

SLIDES MAILER WITH PRESSURE CAP

Ideal for the dispatching or storage of max 5 standard microscope slides.

Thanks to the thickness of the walls, slides are fully protected from accidental breakages.

Autoclavable. Latex free device



Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Raw material
Dimensione vetrini (mm)	STANDARD 26 X 76	Slides dimensions (mm)
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +121°C	Temperature range
Peso contenitore (gr.)	10,4	Weight - container (gr.)
Dimensioni contenitore (mm)	30,5 x 17 x 82	Dimension - container (mm)
Spessore (mm)	1,5	Thickness (mm)
Numero vetrini utilizzabili	MAX 5	Total number of slides
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione d'uso è per "USI GENERALI DI LABORATORIO".

Il dispositivo in oggetto NON è soggetto a certificazione CE ed è destinato esclusivamente ad uso professionale.

Intended purpose is "GENERAL LABORATORY USE"

PRODUCT NOT SUBJECT TO CE MARKING.

For professional use only **AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS**



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento

01/09/2017

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue

IMBALLO / PACKING

Quantità (pz): 100

Quantity (pcs): 100

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione
Manufacturing date



Data di scadenza
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori
Please consult accompanying documents



Numero di lotto
Lot number



Monouso
Disposable