



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento  
30/03/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

TAMPONCINI IN COTONE SU LEGNO LATEX FREE -STERILI  
COTTON SWABS ON WOOD LATEX FREE - STERILE



Codice CND: V901301

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 93/42/CEE Allegato V – CE 0373

CE Marked product - manufactured in compliance with 93/42/EEC Directive Annex V – CE 0373

Fabbricante MANDATARIO		JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD Shanghai International Trading Corp. GmbH		Manufacturer EC-REP	
Item code Codice	Tipo / Type	Packaging Confezionamento	Manufacturer Code Codice del Fabbricante	R.D.M.	
BSM0315	Tamponi in cotone su legno, latex free Cotton swabs on wood, latex free	500 in conf. singola 500 individual conf.	7242	1406438	
BSM031		5.000pcs			
Stato microbiologico		STERILE / STERILE		Microbiological status	
Materiale		Cotone idrofilo - Legno di betulla Cotton wool - Birch wood		Raw material	
Lunghezza minima (mm)		150 ± 5		Minimum length (mm)	
Larghezza minima cotone (mm)		5 ± 0.5		Minimum width cotton (mm)	
Spessore bastoncino (mm)		2 ± 0.5		Thick stick (mm)	
Validità		5 anni / 5 years		Validity	

**INDICAZIONI D'USO**

Tamponcini da esame in cotone su supporto in legno di betulla. Uso ambulatoriale. Monouso.

**STERILIZZAZIONE**

Mediante ETO. Il metodo di sterilizzazione è stato convalidato secondo quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 11135.

**ISTRUZIONI PER CONSERVAZIONE**

Immagazzinare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti. Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sul confezionamento.

**PRECAUZIONI E SICUREZZA E SMALTIMENTO**

Attenzione: il prodotto è combustibile. La combustione può produrre fumi tossici: monossido di carbonio, ossido di carbonio, acidi organici. Mezzi estinguenti: acqua, polvere, CO2. Il prodotto è assimilabile al rifiuto ospedaliero o rifiuto speciale per cui va distrutto secondo le norme vigenti.

**DIRECTIONS FOR USE**

Examination cotton swabs of support in birch. Ambulatory use. Disposable.

**STERILIZATION**

By ETO. The sterilization method has been validated as provided for by the UNI EN ISO 11135.

**STORAGE**

Store in a cool dry place at room temperature and away from heat sources. Do not expose to direct sunlight, UV light and fluorescent lamps. If the packaging is damaged or wet discard the product. Do not use beyond the expiration date printed on the packaging.

**PRECAUTIONS AND SAFETY -DISCHARGE**

Caution: the product is combustible. Fire may produce toxic fumes: carbon monoxide, carbon monoxide, organic acids. Extinguishing media: water, dust, CO2. The product is similar to hospital waste or hazardous waste that must be destroyed according to applicable regulations