



**Biosigma S.p.A.**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |  
Fax ++39 0426 302228 | E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

**M521D**  
Agg. 03/03/2022

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

REF. **BSM200**

PROMED® PIASTRA DI PETRI Ø 60 mm NON VENTILATA IN POLISTIROLO STERILE  
SACCHETTO 10 PZ, SCATOLA 1.080 PZ.

*PROMED® PETRI DISH IN POLYSTYRENE Ø 60 mm WITHOUT VENTS STERILE  
BAG 10 PCS, BOX 1080 PCS*



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN CHARACTERISTICS

Fabbricante / <i>Manufacturer</i>	FL Medical Srl- Italy
Codice Fabbricante / <i>Manufacturer Item</i>	29150
Stato microbiologico / <i>Microbiological status</i>	STERILE
Materiale impiegato / <i>Raw material</i>	POLISTIROLO / POLYSTYRENE
Diametro / <i>Diameter (mm)</i>	Ø 60
Altezza / <i>Height (mm)</i>	13,2

PRODOTTO PER USI GENERICI DI LABORATORIO / PRODUCT FOR GENERAL LABORATORY USE

#### RACCOMANDAZIONI D'USO (a carattere esclusivamente informativo)

- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratori,
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti pericolo di contaminazione,
- Non utilizzare il prodotto scaduto,
- Non variare la destinazione d'uso,
- Prodotto non adatto ai bambini,
- Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce del sole,
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo la normativa vigente.

#### RECOMMENDATION USE (exclusive as information)

- Use only for laboratory analysis,
- Use gloves: contamination risk if contents leaks,
- Do not use after expiry date,
- Do not vary the intended purpose of the product,
- Keep out of reach children,
- Store in dry place and far from the direct light,
- Waste disposal: utilize the provided D.P.I. and discharge under the laws in force.

#### MATERIALI USATI PER LA PRODUZIONE

I materiali utilizzati per la produzione dei dispositivi sono stati selezionati sulla base delle proprietà indicate per le destinazioni d'uso individuali.

I dispositivi relativi alla famiglia Piastre Petri sono prodotti in: **polistirolo(PS)**.



**Biosigma S.p.A.**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |  
Fax ++39 0426 302228 | E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

**M521D**  
Agg. 03/03/2022

## **SCHEDA TECNICA PRODOTTO**

---

Il polistirolo è un polimero rigido, atossico con un'ottima stabilità dimensionale e buona resistenza alle soluzioni acquose ma resistenza molto limitata ai solventi. E' perfettamente trasparente e viene comunemente usato per i prodotti monouso da laboratorio. Alla temperatura ambiente i prodotti sono rigidi e quindi possono fessurarsi o rompersi se cadono da un banco da laboratorio o altezze superiori.

### **MATERIALS**

*The materials used for the production of devices are selected on the base of the properties indicated for the individual destination use. The devices of the family "Petri Dishes" are composed by **polystyrene(PS)**.*

*The polystyrene is rigid and non toxic, with excellent dimensional stability and good chemical resistance to aqueous solution but limited resistance to solvents. This clear material is commonly used for disposable laboratory products.*

*Products made of polystyrene are brittle at ambient temperature.*

### **MATERIALI USATI PER IL CONFEZIONAMENTO**

Tutti i componenti utilizzati per l'imballaggio sono prodotti in materiali non inquinanti, idonei allo scopo a cui sono destinati.

### **MATERIALS USED FOR THE PACKAGING OF THE PRODUCTS**

*All the materials used for the packaging are not polluting products, suitable to the aim.*