



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento
30/03/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSM215

PIASTRE DI PETRI Ø 100 MM CON VENTILAZIONE STERILI, APIROGENE. IN POLISTIROLO CRISTALLO (PS) CON ALTA TRASPARENZA OTTICA, ATOSSICHE, ANTIGRAFFIO. IDEALI PER LAVORI DI ROUTINE, RICERCA BATTERIOLOGICA E PER L'UTILIZZO IN RIEMPITORI AUTOMATICI. SUPERFICIE PERFETTAMENTE PIANA PER UNA OMOGENEA DISTRIBUZIONE DEL TERRENO. DISPOSITIVO LATEX FREE

PETRI DISHES Ø 100 MM WITH TRIPLE VENTS STERILE, PYROGEN FREE. IN CRYSTAL POLYSTYRENE (PS) WITH HIGH OPTICAL CLARITY, ATOXIC, NON-SCRATCH. IDEAL FOR ROUTINE USE, AS WELL AS FOR BACTERIURIA SCREENING AND FOR THEIR USE WITH AUTOMATIC FILLING MACHINES. SURFACE PERFECTLY FLAT FOR AN HOMOGENEOUS DISTRIBUTION OF THE AGAR. LATEX FREE DEVICE



**Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive**

Fabbricante	APTACA S.p.A.	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	151/SG	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	STERILE / STERILE RAGGI BETA / BETA RAYS	Microbiological status
Materiale impiegato provetta	POLISTIROLO / POLYSTYRENE	Raw material – test tube
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +70°C	Temperature range
Diametro interno base (mm)	Ø 93,5 ±0,5	Base internal Ø (mm)
Diametro esterno base (mm)	Ø 95,5 ±0,5	Base external Ø (mm)
Altezza base (mm)	13,5 ±0,5	Base height (mm)
Diametro interno coperchio (mm)	Ø 97,5 ±0,5	Lid internal Ø (mm)
Diametro esterno coperchio (mm)	Ø 100 ±0,5	Lid external Ø (mm)
Altezza coperchio (mm)	7,5 ±0,5	Lid height (mm)
Altezza base + coperchio (assemblati)	15,7 ±1	Base + li dheight (assembled)
Peso (gr.)	22	Weight (gr.)



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento
30/03/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	<i>Shelf life</i>
Quantità (pz):	500	<i>Quantity (pcs):</i>
Confezione interna (pz):	10	<i>Internal packing (pcs):</i>

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatte a contenere i terreni di coltura per individuare batteri ed effettuare le analisi di laboratorio. Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.

Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) > W0503030101 (Capsule di Petri)

Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" suitable to contain culture media to identify bacteria and perform laboratory tests. For professional use only.

National classification of medical devices (CND - For Italian law) > W0503030101 (Petri dishes)

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso
Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini
Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.
Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue