



Biosigma S.p.A.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |  
Fax ++39 0426 302228 E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento  
30/03/2021

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

### REF: BSM220

#### PIASTRE DI PETRI SENZA VENTILAZIONE Ø120 MM

STERILI, APIROGENE. PRODOTTE IN POLISTIROLO CRISTALLO (PS) CON ALTA TRASPARENZA OTTICA, ATOSSICHE, ANTIGRAFFIO. IDEALI PER LAVORI DI ROUTINE, RICERCA BATTERIOLOGICA E PER L'UTILIZZO IN RIEMPITORI AUTOMATICI. SUPERFICIE PERFETTAMENTE PIANA PER UNA OMOGENEA DISTRIBUZIONE DEL TERRENO. STERILI IN CONFEZIONI DA 10 PEZZI. DISPOSITIVO LATEX FREE

#### PETRI DISHES Ø120 MM WITHOUT TRIPLE VENTS

STERILE, PYROGEN FREE. MADE IN CRYSTAL POLYSTYRENE (PS) WITH HIGH OPTICAL CLARITY, ATOXIC, NON-SCRATCH. IDEAL FOR ROUTINE USE, AS WELL AS FOR BACTERIURIA SCREENING AND FOR THEIR USE WITH AUTOMATIC FILLING MACHINES. SURFACE PERFECTLY FLAT FOR AN HOMOGENEOUS DISTRIBUTION OF THE AGAR. STERILE IN BAGS OF 10 PIECES. LATEX FREE DEVICE



Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000  
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	APTACA S.p.A.	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	181/SG	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	STERILE/STERILE (SAL 10 <sup>-6</sup> ) BETA RAY	Microbiological status
Materiale impiegato provetta	POLISTIROLO / POLYSTYRENE	Raw material – test tube
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +70°C	Temperature range
Diametro interno base (mm)	Ø 111 ±0,5	Base internal Ø (mm)
Diametro esterno base (mm)	Ø 113 ±0,5	Base external Ø (mm)
Altezza base (mm)	13,0 ±0,5	Base height (mm)
Peso (gr.)	15,4	Weight (gr.)
Diametro interno coperchio (mm)	Ø 115,5 ±0,5	Lid internal Ø (mm)
Diametro esterno coperchio (mm)	Ø 119,5 ±0,5	Lid external Ø (mm)
Altezza coperchio (mm)	10,0 ±1,5	Lid height (mm)



**Biosigma S.p.A.**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |  
Fax ++39 0426 302228 E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

**M521D**

Aggiornamento  
30/03/2021

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

<b>Peso coperchio (g.)</b>	<b>14,7</b>	<i>Lid Weight (gr.)</i>
<b>Validità del prodotto</b>	<b>5 ANNI / YEARS</b>	<i>Shelf life</i>
<b>Quantità (pz):</b>	<b>320</b>	<i>Quantity (pcs):</i>
<b>Confezione interna (pz):</b>	<b>10</b>	<i>Internal packing (pcs):</i>

### DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatte a contenere i terreni di coltura per individuare batteri ed effettuare le analisi di laboratorio. Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.

**Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) > W0503030101 (Capsule di Petri)**

*Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" suitable to contain culture media to identify bacteria and perform laboratory tests. For professional use only.*

*National classification of medical devices (CND - For Italian law) > W0503030101 (Petri dishes)*

### AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.  
*Keep out of flame or heat sources which might damage the product*

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta  
*Do not use after expiry date or if packing is opened*

Non riutilizzare: Dispositivo monouso  
*Do not re-use: Disposable device*

Non variare la destinazione d'uso  
*Do not vary the intended purpose of the product*

Prodotto non adatto ai bambini  
*Keep out of reach of children*

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C  
*Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C*

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti  
*Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.  
*Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue*

### SIMBOLI UTILIZZATI NELL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione  
*Manufacturing date*



Data di scadenza  
*Expiry date*



Consultare i documenti accompagnatori  
*Please consult accompanying documents*



Numero di lotto  
*Lot number*



Monouso  
*Disposable*



Sterilizzazione con radiazioni ionizzanti  
*Sterilization by ionizer rays*