



Biosigma Spa

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Ultimo aggiornamento
Last updating
31/10/2023

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSO100

**TAPPO DI SICUREZZA in PE
PER PROVETTE 12x75mm**

**SECURITY STOPPER in PE
FOR TUBES 12x75mm**

DIMENSIONI		DIMENSIONS	
Diametro esterno	14.5 mm	External diameter	
Diametro interno	12.5 mm	Internal diameter	
Altezza	13.9 mm	Height	
Materiale	PE	Raw material	
Colore	BIANCO / WHITE	Color	
Conf. pz.	12 X 1.000	Conf. Pcs.	



5 COLORI DISPONIBILI – 5 COLORS AVAILABLE

REF	COLORE / COLOR	PROVETTE / TUBES
BSO100	Bianco / White	BSA059V ; BSA059V/P ; BSA0592
BSO100/BLU	Blu / Blue	BSA059V ; BSA059V/P ; BSA0592
BSO100/GR	Grigio / Grey	BSA059V ; BSA059V/P ; BSA0592
BSO100/RO	Rosso / Red	BSA059V ; BSA059V/P ; BSA0592
BSO100/V	Verde / Green	BSA059V ; BSA059V/P ; BSA0592

PER USO GENERICO

Destinato esclusivamente ad uso professionale

RACCOMANDAZIONI D'USO (a carattere generale esclusivamente informativo)

- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti pericoli di contaminazione
- Non utilizzare il prodotto scaduto
- Non variare la destinazione d'uso
- Prodotto non adatto ai bambini
- Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo la normativa vigente

DEFINIZIONE DEL FABBRICANTE

FOR GENERIC USE

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

RECOMMENDATION USE (exclusive as information)

- Use gloves: contamination risk if contents leaks
- Do not use after expiry date
- Do not vary the intended purpose of the product
- Keep out of reach of children
- Store in dry place and far from the direct light
- Waste disposal: use the provided D.P.I. and discharge under the laws in force.

MANUFACTURER DEFINITION

BIOSIGMA SpA

Via Valletta, 6 - 30010 - Cantarana di Cona (VE) - ITALY

Tel. +39.0426.302224 - Fax +39.0426.302228

E-mail: info@biosigma.com

- <http://www.biosigma.com>



Biosigma Spa

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 | E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Ultimo aggiornamento
Last updating
31/10/2023

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

|