



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) | Fax ++39
0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |
E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento
19/05/2026

SCHEDA TECNICA PRODOTTO – TECHNICAL DATA SHEET

**TAPPI ALETTATI PER PROVETTE Ø 12 MM. IN POLIETILENE BASSA DENSITÀ
STOPPERS WITH TONGUES FOR TEST TUBES Ø 12 MM. IN LOW-DENSITY
POLYETHYLENE**



Per uso generico di laboratorio
For general laboratory use

CODICE / REFERENCE	COLORE / COLOR	IMBALLO / PACKAGING
BSO62	Neutro / Neutral	20 x 1000 (pz/pcs)
BSO62AZ	Azzurro / Light blue	20 x 1000 (pz/pcs)
BSO62B	Bianco / White	20 x 1000 (pz/pcs)
BSO62BLU	Blu / Blue	20 x 1000 (pz/pcs)
BSO62G	Giallo / Yellow	20 x 1000 (pz/pcs)
BSO62RO	Rosso / Red	20 x 1000 (pz/pcs)
BSO62V	Verde / Green	20 x 1000 (pz/pcs)
BSO62RA	Rosa / Pink	20 x 1000 (pz/pcs)

DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Tappi alettati in Polietilene progettati per garantire una chiusura pratica e sicura.
Stopper with wings designed to ensure practical and secure closure.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Diametro / Diameter: 11 mm
- Altezza / Height 17 mm
- Peso / Weight 0,426 gr.
- Materiale / Material: Polietilene Bassa Densità (LDPE) / Low-Density Polyethylene (LDPE)
- Colore / Colour: vedi tabella codici / refer to the reference table
- Resistenza chimica / Chemical resistance: buona resistenza ai comuni reagenti di laboratorio / good resistance to common laboratory reagents
- Temperatura di utilizzo / Operating temperature: MIN -40 °C MAX +75 °C

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

- Uso generico di laboratorio / General laboratory use

CONFEZIONAMENTO / PACKAGING

- Confezione / Pack size: 20 sacchetti da 1000 pezzi / 20 bags of 1000 pieces

Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy

www.biosigma.com / www.biosigma.it