



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |
Fax ++39 0426 302228 E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Ultimo aggiornamento
28/03/2023

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET

BSP072

Provetta cilindrica 10 ml
Cylindrical test tube 10 ml
Conf. 2.000 pz/pcs.

BSP073

Provetta cilindrica 10 ml - **etichettata**
*Cylindrical test tube 10 ml - **with label***
Conf. 2.000 pz/pcs



Altezza provetta	100 mm	<i>Tube height</i>
Diametro provetta	16 mm	<i>Tube diameter</i>
Volume	10 ml	<i>Volume</i>
Gradazione	2,5 – 5 – 10 ml	<i>Scale area</i>
Materiale	PS	<i>Raw material</i>
Sterile	NO	<i>Sterile</i>
Confezionamento	2000 pz/pcs	<i>Package</i>
velocità in centrifuga (max 30 minuti)	2.000 rpm	<i>centrifuge rotation speed (max 30 minutes)</i>

PER USO GENERICO DI LABORATORIO Destinato esclusivamente ad uso professionale

- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti: pericolo di contaminazione
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare
- Non utilizzare il prodotto scaduto
- Non variare la destinazione d'uso
- Prodotto non adatto ai bambini
- Conservare in luogo asciutto, temperatura min - 10 °C max + 50 °C
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo la normativa vigente

FOR GENERAL LABORATORY USE for professional use only

- *Use gloves: contamination risk if contents leaks*
- *Keep out of flame or heat sources which might damage the product*
- *Do not use after expiry date*
- *Do not vary the intended purpose of the product*
- *Keep out of reach of children*
- *Store in dry place, temperature range: min. - 10°C max 50°C*
- *Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*

BIOSIGMA SpA Via Valletta, 6 – 30010 - Cantarana di Cona (VE) - ITALY
Tel. +39.0426.302224 - Fax +39.0426.302228
E-mail: info@biosigma.com - www.biosigma.it ; www.biosigma.com