



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Ultimo Aggiornamento

/Last Updating

17/05/2022

SCHEDA TECNICA PRODOTTO **TECHNICAL DATA SHEET**

REF: BSP076

**PROVETTA 12x86 mm 5 ml CILINDRICA,
CON BORDO, GRADUATA, IN POLISTIROLO**

**TEST TUBE 12x86 mm 5 ml CYLINDRICAL,
WITH RIM, GRADUATED, IN POLYSTYRENE**

Confezione da 4000 pz / 4000 pcs. per box



Fabbricante	FL Medical	Manufacturer
Codice Fabbricante	21053	Manufacturer Code
Materia prima	Polistirolo / Polystyrene	Raw material
Sterile	No	Sterile
Misure esterne:		Outside sizes
ø inferiore	N.A.	ø lower
ø superiore	12 mm	ø higher
Altezza	86 mm	Height
Graduazione a	2,5-5 ml	Graduated at
Bordo	Si / Yes	Rim

- Per usi generici di laboratorio / *for general uses*
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti: pericolo di contaminazione / *Use gloves: contamination risk if contents leaks*
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare / *Keep out of flame or heat sources which might damage the product*
- Non utilizzare il prodotto scaduto / *Do not use after expiry date*
- Prodotto non adatto ai bambini / *Keep out of reach of children*
- Conservare in luogo asciutto, temperatura min - 10 °C max + 50 °C / *Store in dry place, temperature range: min. - 10°C max 50°C*
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo la normativa vigente / *Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*