



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento
07/02/2023

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSR004

**PUNTALI PER MICROPIPETTE TIPO OXFORD®
PRODOTTI IN POLIPROPILENE, AUTOCLAVABILI.
IN CONFEZIONI DA 1.000 PEZZI**

**TIPS FOR MICROPIPETTES OXFORD® TYPE
MANUFACTURED IN POLYPROPYLENE, AUTOCLAVABLE.
IN BAGS OF 1,000 PIECES**



PER USO GENERICO / FOR GENERIC USE

Fabbricante	NUOVA APTACA SRL	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	1202/OM	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato contenitore	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Raw material – container
Volume	5 – 200 µl	Volume
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +120°C	Temperature range
Colore	NEUTRO / NEUTRAL	Colour
Modello	OXFORD®	Type
Compatibilità	OXFORD SLIM LINE® - DIAMED®	Compatibility
Peso (gr.)	0,5	Weight (gr)
Validità del prodotto	3 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	10.000	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	1000	Internal packing (pcs):



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento
07/02/2023

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso
Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini
Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.
Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue