



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento
09/11/2023

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSR007

PUNTALI PER MICROPIPETTE TIPO OXFORD®

TIPS FOR MICROPIPETTES OXFORD® TYPE



Per uso generic/ For Generic use

Fabbricante	NUOVA APTACA SRL	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	1001/OB	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato contenitore	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Raw material – container
Volume	101 – 1.000 µl	Volume
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +120°C	Temperature range
Colore	BLU / BLUE	Colour
Modello	OXFORD®	Type
Compatibilità	FINNPIPETTE - LABSYSTEM	Compatibility
Peso (gr.)	0,8	Weight (gr)
Validità del prodotto	3 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	10.000	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	1.000	Internal packing (pcs):

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento
09/11/2023

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

Do not re-use: Disposable device

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue