



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento
29/09/2020

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSR007

PUNTALI PER MICROPIPETTE TIPO OXFORD®

TIPS FOR MICROPIPETTES OXFORD® TYPE



CND W05030202 PUNTALI PER PIPETTE

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	NUOVA APTACA SRL	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	1001/OB	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato contenitore	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Raw material – container
Volume	101 – 1.000 µl	Volume
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +120°C	Temperature range
Colore	BLU / BLUE	Colour
Modello	OXFORD®	Type
Compatibilità	FINNPIPETTE - LABSYSTEM	Compatibility
Peso (gr.)	0,8	Weight (gr)
Validità del prodotto	3 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	10.000	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	1.000	Internal packing (pcs):

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto al prelievo di liquidi e fluidi biologici. Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento
29/09/2020

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" suitable for the collection of biological fluids and liquids.
For use in professional test laboratory only

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso
Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini
Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.
Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue