



**Biosigma SpA**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |


**M521D**

Aggiornamento

28/10/2021

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET**

**REF: BSR012**



**PUNTALI PER MICROPIPETTE TIPO  
EPPENDORF® DA 50 - 1.000µL**

**TIPS FOR MICROPIPETTES  
EPPENDORF® TYPE 50 – 1.000 µL**

Prodotto con marchio CE - conforme alla  
Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

**CE Marked product - manufactured in  
compliance with 98/79/CE Directive**

**Descrizione/ Description:**

Realizzati in polipropilene medicale (PP) di colore blu ad elevate purezza ed esente da Cadmio ed altri metalli pesanti. Prodotti con particolare precisione per una perfetta tenuta con le micropipette compatibili e per una ottimale direzionalità dei liquidi in fase di svuotamento. Altamente trasparenti e con ottimo grado di idrorepellenza. Autoclavabili fino a +121°C. Sterili in sacchetti da 5 pezzi. Dispositivo Latex free.

*Made of medical polypropylene (PP), blue colour, of high purity, cadmium and heavy metal free. Manufactured with particular precision, that ensures a perfect seal of the compatibles micropipettes and an optimal directionality of liquids in the emptying process. Highly transparent and with an excellent degree of waterproofness. Autoclavable up to +121°C. Sterile in bags of 5 pieces. Latex-free device.*

Fabbricante	APTACA SPA	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	1001/E/SG	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	STERILE / STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato contenitore	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Raw material – container
Volume	50 – 1.000 µl	Volume
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +121°C	Temperature range
Colore	BLU / BLEU	Colour
Modello	EPPENDORF® all model	Type
Compatibilità	Eppendorf® all model - Gilson® Pipetman P1000 - Biohit® Proline - Brand® Transferpette - Socorex® Calibra - HTL® Discovery DV1000 - Nichiryo® - Thermo Scientific™ Finn pipette™	Compatibility
Peso (gr.)	0,68	Weight (gr)
Lunghezza totale (mm)	71,20	Total lenght (mm)
Validità del prodotto	3 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	1.000	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	5	Internal packing (pcs):



**Biosigma SpA**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail [info@biosigmaeu.com](mailto:info@biosigmaeu.com) | <http://www.biosigma.com> |

**M521D**

Aggiornamento  
28/10/2021

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

---

### DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione d'uso è quella di " DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO " atto a prelevare un campione biologico umano (per esempio urina, sperma, sangue, saliva, espettorato, pus, etc) e dispensarlo su terreni di crescita, vetrini, provette/contenitori al fine di effettuare analisi diagnostiche di laboratorio. Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) > W0503020202 (Puntali per pipette senza filtro) Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici (RDM) > 1898483/R Classificazione EDMA: 29011001 - Other Hardware + accessories + consumables + software

*The intended purpose is "IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE" able to collection a human biological sample (eg, urine, semen, blood, saliva, sputum, pus, etc) and dispense on growth medium, slides, tubes / containers in order to carry out analysis of laboratory diagnosis. For professional use only. National classification of medical devices (CND - For Italian law) > W0503020202 (Pipettes, tips without filter)*

*EDMA: 29011001 - Other Hardware + accessories + consumables + software*

### AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.  
*Keep out of flame or heat sources which might damage the product*

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta  
*Do not use after expiry date or if packing is opened*

Non riutilizzare: Dispositivo monouso  
*Do not re-use: Disposable device*

Non variare la destinazione d'uso  
*Do not vary the intended purpose of the product*

Prodotto non adatto ai bambini  
*Keep out of reach of children*

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C  
*Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C*

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti  
*Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

*Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue*