



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |


E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento
08/11/2022

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSR012



**PUNTALI PER MICROPIPETTE TIPO
EPPENDORF® DA 50 - 1.000µL**

**TIPS FOR MICROPIPETTES
EPPENDORF® TYPE 50 – 1.000 µL**

Descrizione/ Description:

Realizzati in polipropilene medicale (PP) di colore blu ad elevate purezza ed esente da Cadmio ed altri metalli pesanti. Prodotti con particolare precisione per una perfetta tenuta con le micropipette compatibili e per una ottimale direzionalità dei liquidi in fase di svuotamento. Altamente trasparenti e con ottimo grado di idrorepellenza. Autoclavabili fino a +121°C. Sterili in sacchetti da 5 pezzi. Dispositivo Latex free.

Made of medical polypropylene (PP), blue colour, of high purity, cadmium and heavy metal free. Manufactured with particular precision, that ensures a perfect seal of the compatibles micropipettes and an optimal directionality of liquids in the emptying process. Highly transparent and with an excellent degree of waterproofness. Autoclavable up to +121°C. Sterile in bags of 5 pieces. Latex-free device.

| Fabbricante | APTACA SPA | Manufacturer |
|---------------------------------|---|--------------------------|
| CODICE del Fabbricante | 1001/E/SG | Manufacturer ITEM CODE |
| Stato microbiologico | STERILE / STERILE | Microbiological status |
| Materiale impiegato contenitore | POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE | Raw material – container |
| Volume | 50 – 1.000 µl | Volume |
| Temperature tollerate | MIN -10°C MAX +121°C | Temperature range |
| Colore | BLU / BLEU | Colour |
| Modello | EPPENDORF® all model | Type |
| Compatibilità | Eppendorf® all model - Gilson® Pipetman P1000 - Biohit® Proline - Brand® Transferpette - Socorex® Calibra - HTL® Discovery DV1000 - Nichiryo® - Thermo Scientific™ Finnpiptette™ | Compatibility |
| Peso (gr.) | 0,68 | Weight (gr) |
| Lunghezza totale (mm) | 71,20 | Total lenght (mm) |
| Validità del prodotto | 3 ANNI / YEARS | Shelf life |
| Quantità (pz): | 1.000 | Quantity (pcs): |
| Confezione interna (pz): | 5 | Internal packing (pcs): |



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento
08/11/2022

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione d'uso è quella di " generico di laboratorio " .
The intended purpose is " general laboratory uses "

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso
Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini
Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.
Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue