



**Biosigma SpA**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

**M521D**

Aggiornamento  
09/11/2023

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

### REF: BSR014

#### PUNTALI PER MICROPIPETTE TIPO OXFORD®

Realizzati in polipropilene medicale di colore neutro ad elevata purezza ed esente da Cadmio ed altri metalli pesanti. Prodotti con particolare precisione per una perfetta tenuta con le micropipette compatibili e per una ottimale direzionalità dei liquidi in fase di svuotamento. Altamente trasparenti e con ottimo grado di idrorepellenza. Autoclavabili. Sterili in confezioni da 5 pezzi. Dispositivo Latex free

#### **TIPS FOR MICROPIPETTES OXFORD® TYPE**

*Made of medical polypropylene, neutral colour, of high purity, cadmium and heavy metal free. Manufactured with particular precision, that ensures a perfect seal of the compatibles micropipettes and an optimal directionality of liquids in the emptying process. Highly transparent and with an excellent degree of waterproofness. Autoclavable. Sterile in packages of 5 pcs. Latex-free device*



Per uso generico/ For generic use

Fabbricante	APTACA SPA	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	1202/OM/SG	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	STERILE / STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato contenitore	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Raw material – container
Volume	5 – 200 µl	Volume
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +120°C	Temperature range
Colore	NEUTRO / NEUTRAL	Colour
Modello	OXFORD SLIMLINE®	Type
Compatibilità	DIAMED® MICROTYP SYSTEM	Compatibility
Peso (gr.)	0,5	Weight (gr)
Validità del prodotto	3 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	1.000	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	5	Internal packing (pcs):

#### AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.



**Biosigma SpA**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail [info@biosigmaeu.com](mailto:info@biosigmaeu.com) | <http://www.biosigma.com> |

**M521D**

Aggiornamento  
09/11/2023

---

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

---

*Keep out of flame or heat sources which might damage the product*

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

*Do not use after expiry date or if packing is opened*

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

*Do not re-use: Disposable device*

Non variare la destinazione d'uso

*Do not vary the intended purpose of the product*

Prodotto non adatto ai bambini

*Keep out of reach of children*

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

*Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C*

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

*Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

*Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue*