



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento
29/09/2020

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSR014

PUNTALI PER MICROPIPETTE TIPO OXFORD®

Realizzati in polipropilene medicale di colore neutro ad elevata purezza ed esente da Cadmio ed altri metalli pesanti. Prodotti con particolare precisione per una perfetta tenuta con le micropipette compatibili e per una ottimale direzionalità dei liquidi in fase di svuotamento.

Altamente trasparenti e con ottimo grado di idrorepellenza. Autoclavabili.

Sterili in confezioni da 5 pezzi. Dispositivo Latex free

TIPS FOR MICROPIPETTES OXFORD® TYPE

Made of medical polypropylene, neutral colour, of high purity, cadmium and heavy metal free. Manufactured with particular precision, that ensures a perfect seal of the compatibles micropipettes and an optimal directionality of liquids in the emptying process.

Highly transparent and with an excellent degree of waterproofness. Autoclavable.

Sterile in packages of 5 pcs. Latex-free device



Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	APTACA SPA	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	1202/OM/SG	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	STERILE / STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato contenitore	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Raw material – container
Volume	5 – 200 µl	Volume
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +120°C	Temperature range
Colore	NEUTRO / NEUTRAL	Colour
Modello	OXFORD SLIMLINE®	Type
Compatibilità	DIAMED® MICROTYP SYSTEM	Compatibility
Peso (gr.)	0,5	Weight (gr)
Validità del prodotto	3 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	1.000	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	5	Internal packing (pcs):



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento
29/09/2020

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto al prelievo di liquidi e fluidi biologici. Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.

Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) > W0503020202 (Puntali per pipette senza filtro)

Classificazione EDMA: 29011001 - Other Hardware + accessories + consumables + software

Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" suitable for the collection of biological fluids and liquids. For professional use only.

National classification of medical devices (CND - For Italian law) > W0503020202 (Pipettes, tips without filter)

EDMA: 29011001 - Other Hardware + accessories + consumables + software

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue