



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento
09/11/2023

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSR017

**PUNTALI PER MICROPIPETTE TIPO OXFORD®
STERILI, IN BUSTE DA 5 PEZZI**

**TIPS FOR MICROPIPETTES OXFORD® TYPE
STERILE, IN BAGS OF 5 PIECES**



Per uso generic / For generic Use

Fabbricante	APTACA SpA	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	1001/OB/SG	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	STERILE / STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato contenitore	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Raw material – container
Volume	101 – 1.000 µl	Volume
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +120°C	Temperature range
Colore	BLU / BLUE	Colour
Modello	OXFORD®	Type
Compatibilità	FINNPIPETTE - LABSYSTEM	Compatibility
Peso (gr.)	0,8	Weight (gr)
Validità del prodotto	3 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	500	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	5	Internal packing (pcs):

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento
09/11/2023

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue