



**Biosigma SpA**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

**M521D**

Aggiornamento  
09/11/2023

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET**

**REF: BSR019**

**PUNTALI PER MICROPIPETTE TIPO MLA®  
PRODOTTI IN POLIPROPILENE, AUTOCLAVABILI.  
STERILI, IN CONFEZIONI DA 5 PEZZI**

**TIPS FOR MICROPIPETTES MLA® TYPE  
MANUFACTURED IN POLYPROPYLENE, AUTOCLAVABLE.  
STERILE, IN BAGS OF 5 PIECES**



PER USO GENERICO / FOR GENERIC USE

Fabbricante	APTACA SpA	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	1201/M/SG	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	STERILE / STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato contenitore	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Raw material – container
Volume	101 – 1.000 µl	Volume
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +120°C	Temperature range
Colore	NEUTRO / NEUTRAL	Colour
Modello	MLA®	Type
Compatibilità	FINNPIPETTE® - COLOUR MODEL	Compatibility
Peso (gr.)	0,66	Weight (gr)
Validità del prodotto	3 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	500	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	5	Internal packing (pcs):

**AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS**

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.  
*Keep out of flame or heat sources which might damage the product*

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta



**Biosigma SpA**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail [info@biosigmaeu.com](mailto:info@biosigmaeu.com) | <http://www.biosigma.com> |

**M521D**

Aggiornamento  
09/11/2023

---

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

---

*Do not use after expiry date or if packing is opened*

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

*Do not re-use: Disposable device*

Non variare la destinazione d'uso

*Do not vary the intended purpose of the product*

Prodotto non adatto ai bambini

*Keep out of reach of children*

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

*Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C*

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

*Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

*Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue*