



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D


Aggiornamento
18/09/2020

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSR0412

**PUNTALE GIALLO TIPO EPPENDORF-BRAND-SOCOREX-GILSON
DA 0 A 200 µl IN RACK DA 96 PZ**

**YELLOW TIP EPPENDORF-BRAND-SOCOREX-GILSON TYPE
FROM 0 TO 200 µl IN 96 PLACES RACK**



CND W05030202 PUNTALE PER PIPETTE

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	FL MEDICAL SRL	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	28084	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato puntale	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Raw material – tip
Materiale impiegato contenitore	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	Raw material – container
Volume	0 – 200 µl	Volume
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +120°C	Temperature range
Colore	GIALLO / YELLOW	Colour
Modello	EPPENDORF®	Type
Compatibilità	BRAND-SOCOREX-GILSON	Compatibility
MISURE ESTERNE	ø superiore / ø higher: 9,5 mm Altezza / Height 71 mm	Outside Sizes:
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	960	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	96	Internal packing (pcs):



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento
18/09/2020

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto al prelievo di liquidi e fluidi biologici. Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" suitable for the collection of biological fluids and liquids. For use in professional test laboratory only

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso
Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini
Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.
Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue