



**Biosigma SpA**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

**M521D**

Aggiornamento

24/03/2023

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET**

**REF: BSR0422**

**PUNTALE AZZURRO TIPO EPPENDORF-GILSON-BRAND-SOCOREX**

**DA 200 A 1000 µl IN RACK DA 96 PZ**

**LIGHT BLUE TIP EPPENDORF-GILSON-BRAND-SOCOREX TYPE**

**FROM 200 TO 1000 µl IN 96 PLACES RACK**



**PER USO GENERICO / FOR GENERIC USE**

Fabbricante	FL MEDICAL SRL	Manufacturer
<b>CODICE del Fabbricante</b>	<b>28086</b>	Manufacturer ITEM CODE
<b>Stato microbiologico</b>	<b>NON STERILE / NOT STERILE</b>	Microbiological status
<b>Materiale impiegato puntale</b>	<b>POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE</b>	Raw material – tip
<b>Materiale impiegato contenitore</b>	<b>POLICARBONATO / POLYCARBONATE</b>	Raw material – container
<b>Volume</b>	<b>200 – 1.000 µl</b>	Volume
<b>Temperature tollerate</b>	<b>MIN -10°C MAX +120°C</b>	Temperature range
<b>Colore</b>	<b>AZZURRO/LIGHT BLUE</b>	Colour
<b>Modello</b>	<b>EPPENDORF®</b>	Type
<b>Compatibilità</b>	<b>BRAND-SOCOREX-GILSON</b>	Compatibility
<b>MISURE ESTERNE:</b>	<b>ø superiore / ø higher: 9,5 mm Altezza / Height 71 mm</b>	Outside Sizes:
<b>Validità del prodotto</b>	<b>5 ANNI / YEARS</b>	Shelf life
<b>Quantità (pz):</b>	<b>960</b>	Quantity (pcs):
<b>Confezione interna (pz):</b>	<b>96</b>	Internal packing (pcs):

**AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS**

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

*Keep out of flame or heat sources which might damage the product*



**Biosigma SpA**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail [info@biosigmaeu.com](mailto:info@biosigmaeu.com) | <http://www.biosigma.com> |

**M521D**

Aggiornamento

24/03/2023

---

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

---

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta  
*Do not use after expiry date or if packing is opened*

Non riutilizzare: Dispositivo monouso  
*Do not re-use: Disposable device*

Non variare la destinazione d'uso  
*Do not vary the intended purpose of the product*

Prodotto non adatto ai bambini  
*Keep out of reach of children*

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C  
*Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C*

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti  
*Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.  
*Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue*