



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento

18/11/2021


SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSR062 (conf/pkg 10 x 1000 pz/pcs) - **BSR062R** (conf/pkg 1000 pz/pcs)

PUNTALI PER MICROPIPETTE TIPO EPPENDORF® CRISTAL DA 0,5 - 20 µL
TIPS FOR MICROPIPETTES EPPENDORF® CRISTAL TYPE 0.5 - 20 µL



Technical view



Realizzati in Polipropilene medicale (PP) di colore neutro ad elevata purezza ed esente da cadmio ed altri metalli pesanti. Prodotti con particolare precisione per una perfetta tenuta con le micropipette compatibili e per una ottimale direzionalità dei liquidi in fase di svuotamento. Altamente trasparenti e con ottimo grado di idrorepellenza. Autoclavabili, non sterili in confezioni (sacchetti) da 1.000 pezzi. Dispositivo latex free

Made of medical Polypropylene (PP), neutral colour, of high purity, cadmium and heavy metal free. Manufactured with particular precision, that ensures a perfect seal of the compatibles micropipettes and an optimal directionality of liquids in the emptying process. Highly transparent and with an excellent degree of waterproofness. Autoclavable, latex-free device. Not sterile in bags of 1,000 pieces

Fabbricante	APTACA SPA	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	1202/C	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato contenitore	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Raw material – container
Volume	0,5 – 20 µl	Volume
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +121°C	Temperature range
Colore	NEUTRO/NEUTRAL	Colour
Modello	EPPENDORFCRISTAL®	Type
Compatibilità	Eppendorf® Reference, Research, Research plus 0.5 - 10 µl - Gilson® Pipetman P2, P10, P20 no ejector - Biohit® Proline - Brand® transferpette - Socorex® Acura - HTL® Discovery DV10 - Thermo Scientific™ - FinnpiPETTE™	Compatibility
Peso (gr.)	0,14	Weight (gr)
Validità del prodotto	3 ANNI / YEARS	Shelf life
Lunghezza totale (mm):	45,8	Total lenght (mm)

Per usi generici di Laboratorio.
For general uses.



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento
18/11/2021

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device

Prodotto non adatto ai bambini
Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.
Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue