



**Biosigma SpA**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

**M521D**

Aggiornamento  
28/09/2020

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET**

**REF: BSR063**

**PUNTALE NEUTRO TIPO CRISTAL DA 0,5 A 10 µl  
IN RACK DA 96 PZ**

**NEUTRAL TIP CRYSTAL TYPE FROM 0,5 TO 10 µl  
IN 96 PLACES RACK**



CND W05030202 PUNTALI PER PIPETTE

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000  
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	FL MEDICAL SRL	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	28078	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato contenitore	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Raw material – container
Volume	0,5 – 10 µl	Volume
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +120°C	Temperature range
Colore	NEUTRO/NEUTRAL	Colour
Modello	CRISTAL®	Type
Compatibilità	/	Compatibility
Peso (gr.)	/	Weight (gr)
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	960	Quantity (pcs):
Confezione interna (pz):	96	Internal packing (pcs):



**Biosigma SpA**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail [info@biosigmaeu.com](mailto:info@biosigmaeu.com) | <http://www.biosigma.com> |

**M521D**

Aggiornamento  
28/09/2020

---

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

---

### DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto al prelievo di liquidi e fluidi biologici. Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" suitable for the collection of biological fluids and liquids. For use in professional test laboratory only

### AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.  
*Keep out of flame or heat sources which might damage the product*

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta  
*Do not use after expiry date or if packing is opened*

Non riutilizzare: Dispositivo monouso  
*Do not re-use: Disposable device*

Non variare la destinazione d'uso  
*Do not vary the intended purpose of the product*

Prodotto non adatto ai bambini  
*Keep out of reach of children*

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C  
*Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C*

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti  
*Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.  
*Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue*